

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

**∴ Otoscopio HEINE BETA® 400 F.O.**

El máximo aumento para el mejor diagnóstico.

NEW!

**4.2x**

MAGNIFICATION



DEPTH OF FIELD



ONE-HAND  
OPERATION



# EL OTOSCOPIO HEINE BETA® 400 DE FIBRA ÓPTICA. AUMENTO 4,2x. PROFUNDIDAD DE CAMPO EXCEPCIONAL. MANEJO DE UNA SOLA MANO.

El OtoposcoPIO HEINE BETA 400 F.O. es el instrumento diagnóstico de alta calidad más avanzado que asegura una representación detallada manteniendo la facilidad de uso y una funcionalidad ilimitada. Con su factor de aumento de 4,2x y su óptica de precisión con revestimiento de capas múltiple para imágenes espaciales nítidas brinda un verdadero apoyo a cada reconocimiento médico. La profundidad de campo, combinada con el grande campo de visión permite ver a primera vista el conducto auditivo y el tímpano. El mecanismo de apertura único (patente pendiente) se puede manejar con una sola mano y gira hacia arriba el sistema óptico, permitiendo así la aplicación de instrumentos a través del otoposcoPIO de manera sencilla.



## 4.2x

### AUMENTO 4,2x

Sin igual: detección detallada de las estructuras anatómicas y fácil identificación de cuerpos extraños.



### PROFUNDIDAD DE CAMPO EXCEPCIONAL

Imagen precisa: Provee imágenes espaciales nítidas y un campo de visión amplio.



### MANEJO DE UNA SOLA MANO

Fácil manejo con el pulgar: Sistema óptico abatible para facilitar la instrumentación y la limpieza del cabezal del instrumento.

OtoposcoPIO BETA 400 F.O. **sin mango** [01]

**2,5V: B-001.11.400**

**3,5V: B-002.11.400**

OtoposcoPIO BETA 400 F.O. con 1 juego (4 piezas) de espéculos de uso permanente y 10 espéculos desechables AllSpec (5x de 2,5 mm y 5x de 4 mm Ø), Lámpara de recambio, **Mango a pilas BETA 2,5V**, estuche rígido [02]

**B-143.10.118**

**Equipo:** OtoposcoPIO BETA 400 F.O. con 1 juego de 4 espéculos de uso permanente, 10 espéculos desechables AllSpec (5x de 2,5 mm y 5x de 4 mm Ø), **OftalmoscoPIO BETA 200**, una lámpara de recambio para cada instrumento, 1x Mango recargable BETA L 3,5V, Cargador NT 300, estuche rígido

**A-153.29.420**

**Equipo:** OtoposcoPIO BETA 400 F.O. con 10 espéculos desechables AllSpec (5x de 2,5 mm y 5x de 4 mm Ø), **DermatoscoPIO DELTA 20 Plus**, Lámpara de recambio para BETA 400, 1x Mango recargable BETA L 3,5V, Cargador NT 300, estuche de cremallera

**A-160.29.420**

Otros equipos disponibles bajo petición.

