

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

**∴ Otoscope HEINE BETA® 400 F.O.**

Le plus fort grossissement pour le meilleur diagnostic.

NEW!

**4.2x**

MAGNIFICATION



DEPTH OF FIELD



ONE-HAND  
OPERATION



# L'OTOSCOPE HEINE BETA® 400 À FIBRES OPTIQUES. GROSSISSEMENT DE 4,2x. GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP. MANIPULATION D'UNE SEULE MAIN.

L'Otoscope HEINE BETA400 F.O. est un instrument de diagnostic de haute qualité qui offre des images plus détaillées tout en garantissant la manipulation bien connue et la fonctionnalité illimitée. Le facteur de grossissement inégalé de 4,2x en combinaison avec les lentilles de précision multicouche pour des images en 3D très nettes permet un diagnostic fiable dans toute situation d'examen. La profondeur de champ combinée avec le grand champ de vision rendent le canal auriculaire et le tympan visibles du premier coup d'œil. Le mécanisme d'ouverture unique peut être actionné d'une seule main (patente en cours); il relève la fenêtre d'observation vers le haut permettant l'application facile d'instruments à travers l'otoscope.



**4.2x**

## GROSSISSEMENT DE 4,2

Inégalé: Perception détaillée des structures anatomiques et identification facile de corps étrangers.



## MANIPULATION D'UNE SEULE MAIN

Un seul coup de pouce suffit: Le système optique relevable garantit l'application aisée d'instruments et le nettoyage facile de la tête d'instrument.



## PROFONDEUR DE CHAMP EXCEPTIONNELLE

Images précises: Offre une représentation en 3D exacte et un grand champ de vision.

Otoscope BETA400 F.O. **sans poignée** [01]

**2,5V: B-001.11.400**

**3,5V: B-002.11.400**

Otoscope BETA400 F.O. avec 1 jeu de 4 spéculums réutilisables et 10 spéculums à usage unique AllSpec (5x 2,5 mm et 5x 4 mm Ø), ampoule de recharge, **Poignée à piles BETA 2,5V**, étui rigide [02]

**B-143.10.118**

**Trousse:** BETA400 F.O. Otoscope avec 1 jeu de 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique AllSpec (5x 2,5 mm et 5x 4 mm Ø), **Ophtalmoscope BETA200**, 1 ampoule de recharge pour chaque instrument, 1x Poignée rechargeable BETA L 3,5V, Chargeur NT300, étui rigide

**A-153.29.420**

**Trousse:** Otoscope BETA400 F.O. avec 10 spéculums à usage unique AllSpec (5x 2,5 mm et 5x 4 mm Ø), **Dermatoscope DELTA 20 Plus**, ampoule de recharge pour BETA400, 1x Poignée rechargeable BETA L 3,5V, Chargeur NT300, étui à fermeture éclair

**A-160.29.420**

**Autres trousse sur demande.**

