

La mobilité et la qualité ne font plus que « *one* ». Le nouveau Dermatoscope HEINE DELTA*one*.



30
YEARS
1st DERMATOSCOPE



Petit d'extérieur, grand de l'intérieur.

Le nouveau Dermatoscope HEINE DELTAone.

Image extrêmement nette avec le nouveau système optique achromatique HEINE

Changement rapide d'un examen en mode contact à un examen sans contact

Se glisse dans toutes les poches de blouse



Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation

LED^{HQ}

LED NOW IN HEINE QUALITY.

Fidélité des couleurs exceptionnelle grâce aux LED^{HQ}

Documentation numérique avec l'application DERM HEINE ou le système HEINE Cube*

- : **Image d'une clarté cristalline**, quelle que soit la distance de travail choisie
- : **Champ de vision avec 21 véritables mm** (lentille 22 mm) Ø
- : **Luminosité selon les besoins**: 3 niveaux d'intensités lumineuses
- : **Nettoyage facilité à l'aide d'un spray désinfectant**
- : **Grossissement de 10 fois**
- : **Pas de contamination croisée**: embout de contact gradué autoclavable
- : **Compensation dioptrique**
- : **Sur simple pression de bouton, passer d'un mode d'éclairage polarisé à un mode d'éclairage non polarisé et inversement** = la fonction « Toggle ». Plus d'informations sur heine.com/fr/Toggle

- : **Accumulateur avec technologie li-ion**: pas d'effet mémoire, chargement sans avoir à se soucier de l'état de charge
- : **Petite embout de contact** pour les endroits difficiles d'accès
- : **3 possibilités de documentation numérique** :
 - Avec l'application exclusive DERM HEINE via iPhone** à partir de la version 6 : Bodymap, dossier patient, fonction e-mail et bien plus encore
 - Sans câble avec le système HEINE Cube jusqu'à 10 médecins et dermatoscopes HEINE
 - Images numériques conventionnelles avec de nombreux smartphones populaires

DELTAone Standard Edition (noir-argenté) avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-210.28.305

DELTAone White Edition (blanc-argenté) avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-211.28.305

: Accessoires et autres articles sous heine.com/fr/DELTAone

* Pas disponible dans tous les pays.

** Apple iPhone n'est pas compris dans le cadre de la livraison. Apple, le logo d'Apple, et l'iPhone sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de prestation de service Apple Inc.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Tel. +49 (0) 8152-38 0
Fax +49 (0) 8152-382 02, E-Mail: info@heine.com
www.heine.com



01/20. A-000.00.229 f

