

∴ Funduscope HEINE® iC 2

Lorsque le patient ne peut pas venir à l'instrument, c'est à l'instrument de se rendre chez le patient.



LED

LED NOW IN HEINE QUALITY.



Ophtalmoscopie numérique et mobile pour les enfants et les patients alités, ainsi que pour tous les autres types de patients.



✓ **Partout et toujours avec vous.**
Léger (300g seulement), maniable et sans câble, donc idéal pour examiner les enfants, les patients alités, blessés ou à mobilité réduite.

✓ **Agréable pour le médecin et le patient.**
Le fait de pouvoir réguler intégralement la luminosité de la LED apporte un gain de confort au patient alors que la distance de travail est aussi appréciée par le médecin que par le patient. Bien évidemment selon le standard international le plus élevé pour la sécurité photo-biologique.

✓ **Compensation dioptrique continue.**
Réglage de +15 à -15 dioptries, en plus de l'autofocus avec +/-3 dioptries.

NOUVEAU!
✓ **Poser et recharger ne font plus qu'un !**
La nouvelle station de recharge iC2 est la première station de recharge inductive au monde à avoir été homologuée pour un produit médical. Fini les câbles de recharge !

✓ **Haute qualité d'image du fond d'oeil:**
Système optique à lentilles de précision avec 4 lentilles asphériques haute précision. Documentation confortable des examens réalisés. Excellente qualité d'enregistrement jusqu'à 12 MP**.

✓ **Champ de vision atteignant 34°.**
L'angle est ainsi environ 4 fois supérieur à celui des ophtalmoscopes directs classiques (9°).

✓ **Il est facile de faire un cliché de la périphérie.**
Il suffit de faire basculer l'iC2 vers le haut et vers le bas.


✓ **L'application iC2 est très intelligente.**
Elle sait localiser les images de manière intuitive, effectuer un grossissement en continu, sauvegarder des données patients complémentaires, documenter un état effectif et, surtout, envoyer des clichés par e-mail.



✓ **Un film en dit plus long que 1 000 mots.**
Un film de courte durée vous montre combien il est pratique et facile de prendre des clichés avec un funduscope. Scannez ce code QR ou rendez-vous sur heine.com/video/heine_ic2_en_gb/




Exemples d'images de fonds d'oeil réalisées avec le Funduscope HEINE iC2




Fond d'oeil

Déchirure de la rétine

DMLA atrophique



Images haute résolution



Sélection du patient

Informations de commande:

iC2 Charger Set/7 pour iPhone 7 et 8

iC2 avec coque d'adaptation pour smartphones iC2/7 pour Apple iPhone 7 et 8*, iC2 Charger, câble USB avec E4-USB bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales et étui

C-152.40.211

iC2 Charger Set/6 pour iPhone 6

Voir ci-dessus, mais avec une coque d'adaptation pour smartphones iC2/6 pour Apple iPhone 6/6s*

C-151.40.211

iC2 Charger Set/5 pour iPhone 5

Voir ci-dessus, mais avec coque d'adaptation pour smartphones iC2/5 pour Apple iPhone 5s et SE*

C-150.40.211

➤ Selon vos réglementations locales, certains produits ne peuvent pas être disponibles dans votre pays. Pour plus de configurations de produits et autres produits de qualité HEINE, rendez-vous sur heine.com

* Apple iPhone n'est pas compris dans le cadre de la livraison. Apple, le logo d'Apple, et l'iPhone sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de prestation de service Apple Inc.

** Avec iPhone à partir de la version 6s

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany
Tel. +49 (0) 8152/38-0, Fax +49 (0) 8152/38-202, E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

