

**Mobilità e qualità sono ora “one”.**  
**Il nuovo Dermatoscopio HEINE DELTAone.**



**30**  
YEARS  
1st DERMATOSCOPE



# Piccolo fuori. Grandissimo dentro.

Il nuovo Dermatoscopio HEINE DELTAone.

Nitidezza estrema delle immagini grazie al nuovo sistema ottico acromatico HEINE

Rapido passaggio dall'esame a contatto all'esame non a contatto

Sta in tutti i taschini dei camici



Lavoro senza abbagliamenti e riflessi grazie alla polarizzazione

**LED<sup>HQ</sup>**

LED NOW IN HEINE QUALITY.

Straordinaria resa cromatica grazie ai LED<sup>HQ</sup>

Documentazione digitale con l'esclusiva app HEINE DERM o con il sistema HEINE Cube\*

- **Immagine cristallina**, sia che si preferisca lavorare da vicino o ad una maggiore distanza
  - **Campo visivo di 21mm veri** (lente di 22 mm) Ø
  - **Luminosità a piacere**: 3 intensità luminose
  - **Igenizzabile facilmente con un disinfettante spray**
  - **Ingrandimento 10x**
  - **Nessuna contaminazione incrociata**: piastrina di contatto con scala autoclavabile
  - **Correzione diottrica**
  - **Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polarizzata con la pressione di un tasto** = funzione "Toggle".
- Maggiori informazioni alla pagina [heine.com/it/Toggle](http://heine.com/it/Toggle)

- **Batteria ricaricabile con tecnologia Li-Ion**: nessun effetto di memoria, ricarica senza problemi indipendentemente dal livello di carica
- **Piastrina di contatto piccola** per aree poco accessibili
- **3 possibilità di documentazione digitale**:
  - Con l'esclusiva app HEINE DERM: Bodymap, cartella pazienti, funzione e-mail e molto altro ancora
  - Senza fili con il sistema HEINE Cube per un massimo di 10 medici con dermatoscopi HEINE
  - Immagini digitali convenzionali con i principali smartphone in commercio

**DELTAone Standard Edition** (nero-argento) con piastrina di contatto con scala, cavo USB con alimentatore elettrico USB per uso medico, astuccio

**K-210.28.305**

**DELTAone White Edition** (bianco-argento) con piastrina di contatto con scala, cavo USB con alimentatore elettrico USB per uso medico, astuccio

**K-211.28.305**

• Accessori e altri articoli su [heine.com/it/DELTAone](http://heine.com/it/DELTAone)

\*Non disponibile in tutti i paesi.