

NUOVO! HEINE® iC1

Dermatoscopia Digitale del 21° Secolo

HEINE iC1 è un nuovo dispositivo di acquisizione di immagini cliniche e dermoscopiche per la documentazione, il monitoraggio e il supporto di diagnosi differenziali del melanoma e di altre lesioni cutanee.

- › Fino a 40 ingrandimenti reale grazie alle ottiche di precisione HEINE
- › Illuminazione LED^{HQ}
- › Funzione «Toggle» per alternare comodamente tra immagini polarizzate e le immagini ad immersione
- › iC1 App



Per maggiori informazioni vedi www.heine.com

02/17. A-000.00.268 i

