

HEINE® iC 1

Dermatoscopia digital, redefinida



HEINE® iC1 – Dermatoscopia digital, redefinida

El HEINE iC1 es un dispositivo para capturar imágenes clínicas y dermatoscópicas para documentación, monitoreo y para apoyar el diagnóstico diferencial de melanoma y otras lesiones de la piel. Iluminación innovadora HEINE LED^{HQ} combinada con óptica de precisión proporciona imágenes de alta resolución y sin reflejos junto a un Apple® iPhone® versión 5s hacia adelante o iPod touch® de 6ta generación. La función integrada de "Toggle" permite fácilmente alternar entre visualización polarizada y no-polarizada.



[INFORMACIÓN DE PEDIDO]

iC1 Set/7 para iPhone 7 y 8 iC1 con disco de contacto con marcaje de escala, funda adaptadora para smartphone iC 1/7 para Apple iPhone 7 y 8, cable USB con fuente de alimentación e enchufe homologada para uso médico	N.º art. K-273.28.305
iC1 Set/6 para iPhone 6/6s Vea arriba, pero con funda adaptadora para smartphone iC 1/6 para Apple iPhone 6/6s	N.º art. K-270.28.305
iC1 Set/5 para iPhone 5s y SE Vea arriba, pero con funda adaptadora para smartphone iC 1/5 para Apple iPhone 5s y SE	N.º art. K-271.28.305
Funda adaptadora para smartphone iC 1/7 para Apple iPhone 7 y 8	N.º art. K-000.34.253
Funda adaptadora para smartphone iC 1/6 para Apple iPhone 6/6s [04]	N.º art. K-000.34.250
Funda adaptadora para smartphone iC 1/5 para Apple iPhone 5s y SE	N.º art. K-000.34.251
Funda adaptadora iC1/T6 para Apple iPod touch 6ta generación	N.º art. K-000.34.252
Cable USB con E4-USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico [01] + [02]	N.º art. X-000.99.303
Disco de contacto con marcaje de escala [03]	N.º art. K-000.34.201



[DATOS TÉCNICOS]

Versiones disponibles	iC 1/7 para iPhone 7 y 8; iC 1/6 para iPhone 6/6s; iC 1/5 para iPhone 5s y SE; iC 1/T6 para iPod touch 6ta generación
Peso	140g
Dimensiones	140 x 65 x 42 mm hasta 155 x 75 x 50mm
Manual de usuario	DE, GB, FR, ES, IT, SE, NL, DK, FI, PT
Condiciones de operación	+10 °C a +35 °C, 30% a 75% RH, 700hPa a 1.060hPa
Condiciones de transporte	-20 °C a +50 °C, 45% a 85% RH, 500hPa a 1.060hPa
Información eléctrica	Micro USB (5V) < 500mA, tiempo de carga tip. 2,5h, tiempo de operación tip. 3,5h, batería recargable de Polímero de Litio
Información óptica	Magnificación óptica = 15x, magnificación digital = 40x (con iPhone 6 y pantalla de 24"), campo de visión de 21 mm
LED	4x LEDs de alta potencia, temperatura de color tip. 5.000K, vida útil tip. 100.000h, tip. CRI ≥ 80

* El Apple iPhone o iPod touch no forma parte del volumen de suministro. Apple, el logotipo de Apple, iPhone e iPod touch son marcas de la empresa Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de la Apple Inc.

** con iPhone a partir de la versión 6s

