



AB SOFORT
VERFÜGBAR!

**Der neue hyperangulierte
HEINE visionPRO HyMac 3
Einmalspatel.**

Neu und anders. Und alles wie gewohnt.

Hin und wieder gibt es Atemwegssituationen, bei denen man etwas mehr „um die Ecke“ blicken muss und ein etwas stärker gekrümmter Spatel vorteilhaft ist. Für diese besonderen Situationen gibt es jetzt den neuen HEINE visionPRO HyMac 3 Einmalspatel.

Er ist im distalen Bereich gekrümmt, so dass er hinter dem Zungengrund stark abkippt und somit „fast wie von selbst“ beim Anheben der Epiglottis unterstützt.

- ▶ Der visionPRO HyMac 3 kann wie ein gewöhnlicher visionPRO Mac Spatel verwendet werden – eine intuitive Bedienung ohne extra Training ist das Ergebnis
- ▶ Ein üblicher Führungsstab reicht, um den ET-Tubus sicher ans Ziel zu navigieren
- ▶ Keine unnötige Erhöhung der Komplexität des Intubationsprozesses
- ▶ Schnell & intuitiv

DER ERSTE HYPERANGULIERTE SPATEL AUS UPCYCLING-MATERIAL.

- ▶ Umweltschonung durch CO₂ Einsparung
- ▶ Nachhaltige Fertigung auf energiesparender Maschine mit Ökostrom
- ▶ Reduktion des Materialverbrauchs:
Minimalistisches Design & Spritzguss-Verfahren mit wenig Abfall

SICHER UND HYGIENISCH.

- ▶ Gut sichtbare Beschriftung
- ▶ Sicheres Aufstecken auch in zeitkritischen Situationen
- ▶ Spateldesign schützt den Kameraarm vor Kontamination, und ermöglicht eine schnelle und effektive Wiederaufbereitung
- ▶ Jeder Spatel wird hygienisch sauber in einer Einzelverpackung verpackt

visionPRO HyMac 3 Einmalspatel, Karton mit 10 Stück

F-000.22.246

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Technische Änderungen vorbehalten.

07/23. A-000.00.239 DE

