

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

∴ Otoscopio HEINE BETA 400 F.O.

Il massimo ingrandimento per la migliore diagnosi.



OTOSCOPIO HEINE BETA 400 A FIBRE OTTICHE. INGRANDIMENTO DI 4,2x. ELEVATA PROFONDITÀ DI CAMPO. COMANDO AD UNA MANO.

L'otoscopio HEINE BETA 400 F.O. è lo strumento diagnostico di alta qualità che garantisce una rappresentazione dettagliata, unita alla semplicità di utilizzo e ad una funzionalità senza pari. Il fattore di ingrandimento di 4,2x, unito alle lenti di precisione per una perfetta visione periferica e focale, costituisce un valido supporto per l'esame medico. La profondità di campo, in combinazione con il grande campo di visione, permette di vedere a colpo d'occhio il condotto uditivo ed il timpano. Il sistema di apertura (richiesta di brevetto depositata) unico nel suo genere, ad una sola mano, permette di sollevare il sistema ottico, garantendo così l'inserimento in tutta semplicità di strumenti attraverso l'otoscopio.



4.2x

INGRANDIMENTO 4,2x

Rilevamento dettagliato delle strutture anatomiche e identificazione semplice di eventuali corpi estranei.



COMANDO A UNA MANO

È sufficiente la pressione di un dito: sistema ottico richiudibile per l'inserimento agevole degli strumenti e per pulire facilmente la testa dello strumento.



PROFONDITÀ DI CAMPO FUORI DAL COMUNE

Immagine di precisione: rappresentazione spaziale precisa e campo visivo ampio.

Otoscopio BETA 400 F.O. con 1 Set di 4 speculum riutilizzabili e 10 speculum monouso AllSpec da 4 mm Ø, Lampadina di ricambio, **Manico a batterie BETA 2,5V**, astuccio rigido [01]

2,5V: B-143.10.118

Otoscopio BETA 400 F.O. con 1 Set di 4 speculum riutilizzabili e 10 speculum monouso AllSpec da 4 mm Ø, Lampadina di ricambio, **BETA4 USB manico ricaricabile con cavo USB e alimentatore elettrico**, astuccio rigido

3,5V: B-143.27.388

LED: B-143.28.388

Otoscopio BETA 400 F.O. con 1 Set di 4 speculum riutilizzabili e 10 speculum monouso AllSpec da 4 mm Ø, Lampadina di ricambio, **BETA4 NT manico ricaricabile con caricatore da tavolo NT4**, astuccio rigido [02]

3,5V: B-143.23.420

LED: B-143.24.420

Altri set disponibili su richiesta.

