

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

∴ **Otoscopios F.O. HEINE BETA® LED**

Los otoscopios HEINE mejores y más brillantes gracias a la tecnología LED^{HQ} exclusiva



[OTOSCOPIO F.O. HEINE BETA® 400 LED]

Los mangos recargables BETA4 con la más moderna tecnología de iones de litio ofrecen en comparación con las baterías NiMH usadas hasta ahora más del doble de capacidad (sin efecto memoria), tiempos de carga muy rápidos* y un indicador adicional del estado de carga**

*BETA4 NT (Li-ion) típ. 2 horas
BETA4 USB (Li-ion) típ. 4 horas

**solo en BETA4 NT, BETA4 USB

Conexión de insuflador para prueba neumática




Carcasa de metal

Regulación continua de la luminosidad, LED^{HQ} para una luz homogénea y fiel con los colores

Tecnología única de 4,2x aumentos



Otoscopio F.O. BETA 400 LED



Otoscopio convencional

Otoscopios F.O. HEINE BETA® LED: Precisión en nitidez, reproducción del color y claridad

Tecnología única de 4,2x o 3x aumentos.

Detección detallada de las estructuras anatómicas y fácil identificación de cuerpos extraños.

Iluminación de fibra óptica. **Permite una iluminación regular y clara, y una visibilidad sin sombras del oído y el tímpano.**

Sistema único de regulación continua de la luminosidad entre el 100% y el 3% (pendiente de patente). **Se puede regular de forma individualizada la intensidad luminosa óptima para cada situación de exploración.**

El sistema óptico desplegable montado fijo y la ventana de visualización abatible **permiten colocar y limpiar fácilmente el cabezal del instrumento.**

Gracias a una sólida carcasa metálica y lentes a prueba de rayado, los otoscopios BETA LED F.O. garantizan **una vida útil extraordinariamente prolongada** y un resultado de examen de calidad constante.

HEINE ofrece **una garantía de 5 años**. HEINE no escatima en la fabricación de instrumentos médicos de la más alta calidad. Nuestro compromiso con la integración vertical en nuestra fabricación significa que controlamos todos los aspectos de la calidad de nuestros instrumentos.



HEINE LED^{HQ}:

La luz que muestra los colores tal y como son

Las lámparas LED destacan por su larga vida útil y su gran eficiencia energética. De esta forma, ya no es necesario cambiar las lámparas. Sin embargo, la calidad de una iluminación LED puede presentar grandes diferencias en comparación con la iluminación XHL.

Con la tecnología HEINE LED^{HQ} única disfrutará de todas las ventajas de la tecnología LED convencional y a la vez del mismo confort que ofrece la iluminación con una lámpara XHL. Esto se consigue gracias a un índice de reproducción cromática (el rojo es rojo, el azul es azul).

► **ILUMINACIÓN BRILLANTE Y UNIFORME**

► **REPRODUCCIÓN FIEL DE LOS COLORES**

► **RENDIMIENTO Y POTENCIA LUMÍNICA CONSTANTES** a lo largo de toda la vida útil típ. 100 000 horas.

► **EFICIENCIA**

con mango recargable BETA4 se consigue un tiempo de exploración aprox. 3 veces mayor.

[OTOSCOPIO F.O. HEINE BETA[®] 200 LED]

Ventana de visualización abatible con 3x aumentos



Carcasa de metal



Regulación continua de la luminosidad LED^{HQ} para una luz homogénea y fiel con los colores

Conexión de insuflador para prueba neumática

Los mangos recargables BETA4 con la más moderna tecnología de iones de litio ofrecen en comparación con las baterías NiMH usadas hasta ahora más del doble de capacidad (sin efecto memoria), tiempos de carga muy rápidos* y un indicador adicional del estado de carga**

* BETA4 NT (Li-ion) típ. 2 horas
BETA4 USB (Li-ion) típ. 4 horas

** solo en BETA4 NT, BETA4 USB

[INFORMACIÓN DE PEDIDO]

Set Otoscopio F.O. BETA 400 LED con mango recargable BETA4 USB

El set incluye el Otoscopio F.O. BETA 400 LED; 1 juego (4 piezas) de espéculos de uso continuo, 10 AllSpec espéculos desechables de 4 mm Ø, **mango recargable BETA4 USB con cable USB y fuente de alimentación de enchufe**, estuche rígido, soporte especial para el mango

B-143.28.388

Set Otoscopio F.O. BETA 400 LED con mango recargable BETA4 NT

El set incluye el Otoscopio F.O. BETA 400 LED; 1 juego (4 piezas) de espéculos de uso continuo, 10 AllSpec espéculos desechables de 4 mm Ø, **mango recargable BETA4 NT con cargador de mesa NT4**, estuche rígido

B-143.24.420

Set Otoscopio F.O. BETA 200 LED con mango recargable BETA4 USB

El set incluye el Otoscopio F.O. BETA 200 LED; 1 juego (4 piezas) de espéculos de uso continuo, 10 AllSpec espéculos desechables de 4 mm Ø, **mango recargable BETA4 USB con cable USB y fuente de alimentación de enchufe**, estuche rígido, soporte especial para el mango

B-141.28.388

Set Otoscopio F.O. BETA 200 LED con mango recargable BETA4 NT

El set incluye el Otoscopio F.O. BETA 200 LED; 1 juego (4 piezas) de espéculos de uso continuo, 10 AllSpec espéculos desechables de 4 mm Ø, **mango recargable BETA4 NT con cargador de mesa NT4**, estuche rígido

B-141.24.420



¡Puede encontrar otras configuraciones de producto y otros productos de calidad HEINE en nuestro sitio web www.heine.com

Reservado el derecho a modificación sin previo aviso.
© 2022 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Todos los derechos reservados.

Su distribuidor

03/22. A-000.00.266 s

