

# Movilidad y calidad son ahora «*one*». El Dermatoscopio HEINE DELTA*one*.



# Pequeño por fuera. Muy grande por dentro.

El Dermatoscopio HEINE DELTAone.

Imagen extremadamente nítida con el sistema óptico con lentes acromáticos de HEINE

Cambio rápido de examen de contacto a examen sin contacto

Cabe en el bolsillo de cualquier bata



Trabajo sin reflejos ni deslumbramientos gracias a la polarización

**LEDHQ**  
LED IN HEINE QUALITY.

Reproducción extremadamente fiel de los colores gracias a LEDHQ

Documentación digital con la app exclusiva HEINE DERM o con el HEINE Cube System\*

- **Imagen nítida**, tanto si prefiere trabajar de cerca como a mayor distancia
  - **Campo de visión de 21mm reales** (lente de 22 mm) Ø
  - **Luminosidad a elegir**: 3 intensidades de luz
  - **Fácil de limpiar con desinfectante en spray**
  - **10 aumentos**
  - **Sin contaminación cruzada**: disco de contacto autoclavable con marcaje de escala
  - **Compensación de dioptrías**
  - **Con sólo pulsar un botón se puede alternar entre luz polarizada y no polarizada** = función «Toggle».
- Más información en [heine.com/es/Toggle](http://heine.com/es/Toggle)

- **Batería con tecnología de iones de litio**: sin efecto memoria, no dude en cargar independientemente del nivel de carga
- **Disco de contacto pequeño** para partes de difícil acceso
- **3 posibilidades de documentación digital**:
  - Con la app exclusiva HEINE DERM: Bodymap, carpeta del paciente, función de correo electrónico y mucho más
  - Inalámbrico con el sistema HEINE Cube para hasta 10 médicos y dermatoscopios HEINE
  - Imágenes digitales convencionales con muchos smartphones populares

**DELTAone Standard Edition** (negro-plateado) con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche

**K-210.28.305**

**DELTAone White Edition** (blanco-plateado) con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche

**K-211.28.305**

· **Accesorios y otros artículos en [heine.com/es/DELTAone](http://heine.com/es/DELTAone)**

\* No disponible en todos los países