

**La mobilité et la qualité ne font
plus que « *one* ».
Le Dermatoscope HEINE DELTA*one*.**



Petit d'extérieur, grand de l'intérieur.

Le Dermatoscope HEINE DELTAone.

Image extrêmement nette avec le système optique achromatique HEINE

Changement rapide d'un examen en mode contact à un examen sans contact

Se glisse dans toutes les poches de blouse



Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.

Fidélité des couleurs exceptionnelle grâce aux LED^{HQ}

Documentation numérique avec l'application exclusive HEINE DERM ou le système HEINE Cube*

- Image d'une clarté cristalline, quelle que soit la distance de travail choisie
- Champ de vision avec 21 véritables mm (lentille 22 mm) Ø
- Luminosité selon les besoins: 3 niveaux d'intensités lumineuses
- Nettoyage facilité à l'aide d'un spray désinfectant
- Grossissement de 10 fois
- Pas de contamination croisée: embout de contact gradué autoclavable
- Compensation dioptrique
- Sur simple pression de bouton, passer d'un mode d'éclairage polarisé à un mode d'éclairage non polarisé et inversement = la fonction « Toggle ». Plus d'informations sur heine.com/fr/Toggle

- Accumulateur avec technologie li-ion: pas d'effet mémoire, chargement sans avoir à se soucier de l'état de charge
- Petite embout de contact pour les endroits difficiles d'accès
- 3 possibilités de documentation numérique :
 - Avec l'application exclusive HEINE DERM : Bodymap, dossier patient, fonction e-mail et bien plus encore
 - Sans câble avec le système HEINE Cube jusqu'à 10 médecins et dermatoscopes HEINE
 - Images numériques conventionnelles avec de nombreux smartphones populaires

DELTAone Standard Edition (noir-argenté) avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-210.28.305

DELTAone White Edition (blanc-argenté) avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-211.28.305

· Accessoires et autres articles sous heine.com/fr/DELTAone

* Pas disponible dans tous les pays.