

# LES LAMES HEINE VALENT LEUR PRIX.

La vérité sur  
nos laryngoscopes  
réutilisables.



**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**HEINE**

# La première et unique garantie de 10 ans.



**Voici la première de 27 bonnes raisons de  
faire confiance en la qualité des lames HEINE.**

# Alors que partout ailleurs, les garanties ne dépassent pas 5 ans.



Optez pour les lames HEINE pour bénéficier de 10 ans d'utilisation sans entretien.

Nous croyons fermement en la qualité de nos produits. C'est pourquoi nous offrons une garantie inégalée de 10 ans sur nos lames Classic+.<sup>2</sup>

C'est la plus longue garantie sur le marché aujourd'hui et la seule à indiquer un niveau minimum de transmission lumineuse.

Comment pouvons-nous donc offrir une garantie aussi imbattable ? C'est facile. Nous savons que nos lames, de haute qualité, sont fabriquées avec le plus grand soin. Et nous savons que certaines lames de HEINE sont toujours performantes après 15 ou 20 ans.


Toutes les lames de HEINE sont fabriquées exclusivement en Allemagne par des professionnels industriels hautement qualifiés. Le secret de leur succès est la combinaison d'un travail manuel qualifié et de fraiseuses commandées par ordinateur.

Grâce à l'attention que nous portons à la qualité des matériaux et des procédés de production, une lame de HEINE est plus économique qu'une lame bon marché du même type après moins de trois ans. Et elles sont rentabilisées par rapport aux lames à usage unique dès la première année.

Ce n'est qu'une seule des 27 bonnes raisons d'opter pour les lames de qualité HEINE. Quelques raisons supplémentaires sur les pages suivantes, les 27 dans le Livre de la Vérité sur [heine.com/fr/LV](http://heine.com/fr/LV)

# SÉCURITÉ POUR LES PATIENTS

Une lame de laryngoscope HEINE Classic+ correctement désinfectée n'a jamais causé d'infection nosocomiale. Voici ce que promet le label de qualité HEINE smoothSURFACE :



# smooth SURFACE

**RAISON N° 8:**

La qualité incomparable des  
Fibres Optiques HEINE.

**RAISON N° 19:**

Le nouveau repère à haute visibilité  
sur les lames Classic+ HEINE.



**RAISON N° 14:**

L'extrémité polie  
des Fibres Optiques  
HEINE.

**RAISON N° 17:**

Les LED<sup>HQ</sup>. Ou plus  
précisément, les LED  
en qualité HEINE.

**RAISON N° 18:**

La poignée de  
laryngoscope exclusive  
EasyClean HEINE.

Ce ne sont que 9 des 27  
bonnes raisons d'opter  
pour les lames de qualité  
HEINE. Quelques raisons  
supplémentaires sur les  
pages suivantes, les 27  
dans le Livre de la Vérité  
sur [heine.com/fr/LV](http://heine.com/fr/LV)

# ÉCONOMIQUE GRÂCE AUX RÉDUCTIONS DES COÛTS

---

**Une lame de HEINE après  
4,000 intubations.**



**Une lame de même type après  
250 intubations.**



## **RAISON N° 21:**

**Grâce à leur durabilité exceptionnelle, les lames réutilisables HEINE sont plus économiques que d'autres lames réutilisables.** Même comparé à des lames qui ne coûtent que la moitié du prix, un laryngoscope de HEINE s'amortit souvent en un peu moins de trois ans.<sup>3</sup>

Pourquoi ? Parce que les lames de HEINE fonctionnent encore parfaitement dans les situations où des lames moins chères du même type se cassent ou doivent être remplacées. Une étude indique qu'en moyenne 10 lames sont remplacées par bloc opératoire en raison d'une défaillance causée par l'autoclavage de routine.

Les laryngoscopes Classic+ de HEINE continuent de fonctionner à plein régime même après des cycles d'autoclave répétés. Et zéro défaillance signifie zéro coût de remplacement !

N'oubliez pas : nos produits bénéficient d'une garantie exclusive de 10 ans, voir page 2 et 3.

Ce n'est qu'une seule des 27 bonnes raisons d'opter pour les lames de qualité HEINE. Encore d'autres raisons sur les pages suivantes, les 27 dans le Livre de la Vérité sur [heine.com/fr/LV](http://heine.com/fr/LV)

# TOUJOURS LA BONNE LAME

Faites votre choix.





► Types de lames : Macintosh, Miller, WIS ou Paed.

► Dans toutes les tailles pertinentes.

► Pour chaque technique d'intubation, habitude et préférence.

► Et toujours Made in Germany.

Compatibles avec toutes les poignées conformes à ISO 7376 (norme verte).

LARYNGOSCOPIES LAMES		
	TAILLE DE LA LAME	RÉF.
	Mac 0	F-000.22.100
	Mac 1	F-000.22.101
	Mac 2	F-000.22.102
	Mac 3m	F-000.22.143
	Mac 3	F-000.22.103
	Mac 4	F-000.22.104
	Mac 5	F-000.22.105
	Miller 00	F-000.22.119
	Miller 0	F-000.22.120
	Miller 1	F-000.22.121
	Miller 2	F-000.22.122
	Miller 3	F-000.22.123
	Miller 4	F-000.22.124
	WIS 1	F-000.22.131
	WIS 2	F-000.22.132
	WIS 3	F-000.22.133
	Paed 0	F-000.22.110
	Paed 1	F-000.22.111

# SOPHISTIQUÉES ET INÉGALÉES



## Les poignées EasyClean

- ▶ Désinfection simple, rapide et sûre
- ▶ Vision parfaite
- ▶ Design robuste
- ▶ Nos poignées réutilisables EasyClean sont non seulement conformes à toutes les normes nationales et internationales, elles répondent également aux exigences strictes californiennes relatives à la désinfection.

Compatibles avec toutes les lames conformes à ISO 7376 (norme verte).

## Les poignées classiques F.O.

- ▶ Avec éclairage LED<sup>HQ</sup> ou XHL
- ▶ Peuvent être transformées en poignées rechargeables par le simple remplacement du culot.
- ▶ Nos poignées réutilisables F.O. répondent aux normes nationales et internationales importantes relatives à la désinfection.

Compatibles avec toutes les lames conformes à ISO 7376 (norme verte).

POIGNÉE DE LARYNGOSCOPE	XHL- POIGNÉE À PILES	LED- POIGNÉE À PILES	XHL- POIGNÉE RECHARGEABLE 4 NT	LED- POIGNÉE RECHARGEABLE 4 NT
EasyClean LED – STANDARD		F-008.22.820		
EasyClean LED – SLIM		F-008.22.821		
EasyClean LED – SHORT		F-008.22.822		
F.O./F.O.4 NT – STANDARD	F-001.22.860	F-008.22.860	F-007.22.894	F-008.22.894
F.O./F.O.4 NT – SLIM	F-001.22.800	F-008.22.800	F-007.22.804	F-008.22.804
F.O./F.O.4 NT – SHORT	F-001.22.812	F-008.22.812	F-007.22.424	F-008.22.424
Chargeur de table NT4 pour poignées F.O.4				X-002.99.494
Jeu d'adaptateurs pour poignées F.O.4 SLIM NT (pour chargeur de table NT4)				X-000.99.086



# DURABLE GRÂCE À UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE

**Empreinte écologique des  
produits réutilisables.**



**Empreinte écologique des  
produits jetables.**



## **RAISON N° 24:**

**Les lames en plastique à usage unique ont une empreinte carbone 5 à 6 fois plus importante** que les lames en acier réutilisables qui sont désinfectées à plusieurs reprises. Des émissions encore plus importantes sont générées lorsque des lames en métal à usage unique sont utilisées.<sup>1</sup>

La protection de l'environnement devient de plus en plus urgente dans tous les secteurs, et les soins de santé n'y font pas exception. Les principaux problèmes sont la pollution atmosphérique causée par l'industrie et les transports, l'augmentation des déchets et des émissions de gaz à effet de serre, et la hausse de la consommation d'énergie, notamment de combustibles fossiles.

La deuxième étude, réalisée en Australie, a porté sur deux hôpitaux de taille moyenne disposant de six blocs opératoires. Les deux études ont montré que l'utilisation de laryngoscopes réutilisables permettait de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à 85 %.

Ce n'est qu'une seule des 27 bonnes raisons d'opter pour les lames de qualité HEINE. Les 27 dans le Livre de la Vérité sur [heine.com/fr/LV](https://heine.com/fr/LV)

1 Reusable versus disposable laryngoscopes environmental and economic considerations. Jodi D. Sherman, M.D., Lewis Raibley, B.Eng., Matthew Eckelman, Ph.D., Yale University, ASA 2014

2 Mise à jour en septembre 2020. Pour les conditions de garantie, consulter [heine.com](https://heine.com)

3 Glendale Adventist Hospital Incremental Costs of Reprocessing Reusable Laryngoscopes Blades & Handles. Carlos Vasquez

# QUALITY made in GERMANY.

L'un des leaders mondiaux dans la fabrication d'instruments de diagnostic primaire fort de plus de 500 employés, HEINE Optotechnik est depuis plus de 75 ans une entreprise familiale dirigée à 100% par ses propriétaires. Nous continuerons à développer et à fabriquer les instruments HEINE sur nos sites de production en Allemagne, en combinant des décennies d'expérience et de maîtrise artisanale aux technologies de fabrication les plus modernes.

Nous sommes présents dans plus de 120 pays, avec des filiales aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Suisse ainsi que 3000 représentants, importateurs et revendeurs spécialisés.

Nous restons à votre entière disposition et sommes à l'écoute de vos avis, vos souhaits et vos suggestions concernant nos produits !



■ FILIALES HEINE &  
DISTRIBUTEURS HEINE

 **HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**  
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany  
Tel. +49 (0) 81 05 - 77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 - 77 28 20 2  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com), [www.heine.com](http://www.heine.com)



07/21. A-000.00.322 f

