

HEINE mini-c

handgehaltene Untersuchungslampe

Kleine Größe. Große Leistung.
Und die Sicherheit im Auge.



**Robuste, langlebige Untersuchungsleuchte im kompakten Taschenformat.
Helles, konzentriertes Licht – jetzt neu mit einzigartiger LED^{HQ}.**

- Sichere Augenuntersuchung dank getesteter photobiologischer Sicherheit.
- Komfortabel und ergonomisch.
- Natürliche Farben und praktisch unbegrenzte Lebensdauer der LED^{HQ}.
- Automatische Abschaltung in der Tasche dank Halteclip mit Ein- / Ausschalter.
- 20.000 Schaltzyklen garantiert.
- Austauschbare Batterien (Größe: AAA).

Bestellinformation	Art.-Nr.
HEINE mini-c handgehaltene Untersuchungslampe mit Batterien [01]	D-008.73.109
HEINE mini-e Ear Light mit Batterien [02] für otoplastische Anwendungen. Mit Hilfe des Leuchtstabes wird der optimale Sitz von Hörgeräten überprüft.	D-008.73.103

