


Avis d'expert sur les lampes d'examen HEINE®



Lampe d'examen HEINE EL 10 LED

Les lampes d'examen peuvent être fixées au mur, directement sur la table d'opération ou d'examen, ou encore sur un trépied à roulettes pour une flexibilité maximale. Le col de cygne mobile permet un positionnement exact et rapide de la source de lumière, selon la taille de l'animal à traiter et du champ d'examen. Ainsi, un ombrage non souhaité ainsi qu'un éblouissement involontaire des animaux et de leurs propriétaires peuvent aisément être évités. L'habillage de la lampe ne chauffe pas, de sorte qu'un éventuel contact n'est préjudiciable ni pour le médecin ni pour le patient. Dans le quotidien souvent stressant d'un cabinet vétérinaire, un nettoyage facile est rapide des lampes d'examen est un critère essentiel. Grâce à son boîtier fermé d'une grande robustesse, la lampe d'examen HEINE le permet.

Les actes de routine quotidiens réalisés dans le cadre de toute consultation générale en clinique vétérinaire pour animaux de compagnie sont notamment la vérification des conjonctivites, du temps de remplissage des capillaires, l'examen de la muqueuse buccale et des dents, ainsi que l'évaluation du poil et de la peau des animaux. Une bonne lampe d'examen constitue donc un équipement utile pour toute salle d'examen d'une clinique vétérinaire moderne. Pour les examens spéciaux également, et notamment dans le cadre du diagnostic des parasites de la peau, l'ablation de fils ou directement sur la table d'opération, il est indispensable de disposer d'une source lumineuse flexible et bien ajustable. Un éclairage clair et homogène offrant un rendu des couleurs authentique de la zone d'examen et de traitement concernée est donc particulièrement important.



Lampe d'examen HEINE EL 3 LED



Dr. Lisa Berchtold

Le Dr. Lisa Berchtold est vétérinaire agréé depuis 2006 et elle exerce dans un cabinet groupé du district de Weilheim depuis 2009.