


**Brindamos  
LUZ en  
la oscuridad.**





### Cabezal para tubos HEINE UniSpec®



Para la conexión a un cable conductor de luz o a un mango BETA 3,5V con adaptador de iluminación véase accesorios la página 97.

- ⋮ **Iluminación anular de fibra de vidrio.** Intensa iluminación, libre de reflejos.
- ⋮ **Lupa abatible de 1,5 aumentos.** Imagen detallada.
- ⋮ **Ventanilla de cierre (abatible) con conexión para insuflador.** Mejora la visibilidad mediante insuflación.
- ⋮ **Acero inoxidable.**

Cabezal para tubos desechables completo	
Cabezal para tubos desechables completo con lupa abatible, 1,5 aumentos [01]	E-003.18.100
Cabezal sin ventanilla de cierre y lupa abatible	E-003.18.098
Ventanilla de cierre, suelto [02]	E-003.18.099
Lupa abatible, 1,5 aumentos, suelto (para rectoscopios) [03]	E-003.18.096
ídem, 1,8 aumentos (solo para proctoscopios y anoscopios)	E-003.19.099

### Anuscopios, proctoscopios HEINE UniSpec® para uso único



85x20mm    130x20mm    250x20mm

- ⋮ **Uso único.** Seguridad absoluta contra contagio infeccioso.
- ⋮ **No precisan limpieza.** Se ahorra tiempo.
- ⋮ **Plástico fisiológicamente impecable y adaptado al cuerpo.** Sin sensaciones de frío por parte del paciente.
- ⋮ **Transmisión de la luz a través de la pared del tubo.** Salida de la luz de forma anular en el extremo distal del tubo. Iluminación clara y homogénea del campo de observación.
- ⋮ **Graduación.** Se reconoce la profundidad de inserción.

Anuscopios UniSpec para uso único (85 x 20 mm)	
Caja de 25 anoscopios de uso único	E-003.19.925
100 anoscopios, en 4 cajas de 25 piezas	E-003.19.911

Proctoscopios UniSpec para uso único (130 x 20 mm)	
Caja de 25 proctoscopios de uso único	E-003.19.825
100 proctoscopios, en 4 cajas de 25 piezas	E-003.19.811

Rectoscopios UniSpec para uso único (250 x 20 mm)	
Caja de 25 rectoscopios de uso único	E-003.18.825
100 rectoscopios, en 4 cajas de 25 piezas	E-003.18.811

⊗: Solo para solo uso.

Pera de aire doble/Filtro de higiene

Para su uso con anuscopios, proctoscopios y rectoscopios



- ∴ Pera de aire doble sin látex para la insuflación de aire.
- ∴ Para su posible uso con anuscopios, proctoscopios y rectoscopios.
- ∴ Filtro higiénico desechable minimiza la contaminación de la pera de aire doble.

Pera de aire doble	E-000.18.105
--------------------	--------------

Filtros de higiene desechables 25 piezas/caja	E-000.18.116
---	--------------

HEINE Adaptador de iluminación



Acoplándose a cualquier fuente de tensión HEINE de 3,5V, el adaptador se presta como fuente de luz para instrumentos F.O., p.e. para el anuscopio, proctoscopio y rectoscopio.

<b>Adaptador de iluminación</b>	<b>3,5V XHL</b>
---------------------------------	-----------------

Adaptador de iluminación	X-002.98.002
--------------------------	--------------

Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-002.88.078
--	--------------

## Set de instrumentos de rectoscopia y proctoscopia BETA4 USB



Set completo con: **Cabezal** para tubos UniSpec de uso único con ventanilla de cierre y lupa abatible de 1,5 aumentos  
 Caja con 25 tubos UniSpec, 250 mm  
 Caja con 25 tubos UniSpec, 130 mm  
 Caja con 25 tubos UniSpec, 85 mm  
 Pera de aire doble  
 Adaptador de iluminación  
 Cable de unión de 2 m  
 Mango recargable BETA4 USB con fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico E4-USB

<b>Set de instrumentos BETA4 USB</b>	<b>3,5V XHL</b>
Set de instrumentos BETA4 USB, completo	<b>E-097.27.388</b>
Lámpara de recambio	<b>X-002.88.078</b>
Filtros de higiene desechables 25 piezas/caja	<b>E-000.18.116</b>

