

**Nous
apportons
la
LUMIÈRE
dans
l'obscurité.**



Tête pour tubes HEINE UniSpec®



[01]



[02]



[03]

Pour brancher sur un câble fibre optique ou une poignée 3,5V BETA avec adaptateur d'éclairage voir accessoires page 97.

- ⋄ **Illumination circulaire par fibres optiques.** Éclairage lumineux et sans reflets.
- ⋄ **Loupe pivotante avec grossissement 1,5 fois.** Image riche en détails.
- ⋄ **Fenêtre d'observation (pivotante) avec raccord pour soufflerie.**
L'insufflation permet une meilleure visibilité.
- ⋄ **En acier inoxydable.**

Tête pour tubes à usage unique	
Complète avec loupe pivotante 1,5 fois [01]	E-003.18.100
Tête sans Fenêtre d'observation et loupe pivotante	E-003.18.098
Fenêtre d'observation, seule [02]	E-003.18.099
Loupe pivotante 1,5 fois, seule (pour rectoscopes) [03]	E-003.18.096
idem, 1,8 fois (seulement pour les proctoscopes et les anoscopes)	E-003.19.099

Tubes à usage unique HEINE UniSpec®



85x20mm 130x20mm 250x20mm

- ⋄ **Usage unique.** Aucune transmission de germes.
- ⋄ **Aucun nettoyage nécessaire.** Gain de temps.
- ⋄ **Matière plastique physiologiquement irréprochable et bien supportée par les patients.** Le patient n'éprouve pas de sensation de froid.
- ⋄ **Transmission de la lumière dans la paroi du tube jusqu'à l'extrémité distale.** Éclairage lumineux et homogène du champ d'observation.
- ⋄ **Graduation/Marquage à l'intérieur des tubes.** Lecture de la profondeur d'introduction.

Anoscopes à usage unique UniSpec (85 x 20 mm)	
Carton de 25 anoscopes à usage unique	E-003.19.925
Boîte de 100 anoscopes (4 cartons de 25)	E-003.19.911

Proctoscopes à usage unique UniSpec (130 x 20 mm)	
Carton de 25 proctoscopes à usage unique	E-003.19.825
Boîte de 100 proctoscopes (4 cartons de 25)	E-003.19.811

Rectoscopes à usage unique UniSpec (250 x 20 mm)	
Carton de 25 rectoscopes à usage unique	E-003.18.825
Boîte de 100 rectoscopes (4 cartons de 25)	E-003.18.811

⊗: Seulement pour usage unique.

Insufflateur double/Filtre d'Hygiène

À utiliser avec l'anoscope, le proctoscope et le rectoscope



- ⋄ **Insufflateur double sans latex** pour l'insufflation de l'air.
- ⋄ Peut être utilisé avec l'anoscope, le proctoscope et le rectoscope.
- ⋄ **Le filtre hygiénique jetable** réduit la contamination du ventilateur double.

Insufflateur double	E-000.18.105
---------------------	---------------------

Filtres d'Hygiène à usage unique 25 pièces/carton	E-000.18.116
---	---------------------

HEINE Adaptateur d'éclairage



L'adaptateur d'éclairage se place sur toutes poignées BETA 3,5V et sert de source lumineuse pour les instruments à fibres optiques, tels l'anoscope, le proctoscope et le rectoscope.

Adaptateur d'éclairage	3,5V XHL
-------------------------------	-----------------

Adaptateur d'éclairage 3,5V	X-002.98.002
-----------------------------	---------------------

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-002.88.078
--	---------------------



Combinaison d'instruments BETA4 USB



Trousse complète avec : **Tête pour tubes UniSpec**

à usage unique avec fenêtre d'observation et loupe pivotante,
grossissement 1,5 fois

Carton de 25 tubes UniSpec de 250 mm

Carton de 25 tubes UniSpec de 130 mm

Carton de 25 tubes UniSpec de 85 mm

Insufflateur double

Adaptateur d'éclairage

Câble de raccordement 2 m

Poignée rechargeable BETA4 USB avec

bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales E4-USB

Combinaison d'instruments de rectoscopie/proctoscopie BETA4 USB	3,5V XHL
Combinaison BETA4 USB, complète	E-097.27.388
Ampoule de rechange	X-002.88.078
Filtres d'Hygiène à usage unique 25 pièces/carton	E-000.18.116

