


**ILLUMINIAMO
le tenebre.**





Testina per tubi monouso HEINE UniSpec®



[01]



[02]



[03]

Illuminazione tramite cavo a F.O. e proiettore o manico BETA da 3,5V più l'adattatore di illuminazione vedere accessori pagina 97.

- ⋄ **Illuminazione anulare a F.O.** Illuminazione del campo visivo chiara e priva di riflessi.
- ⋄ **Lente d'ingrandimento da 1,5x.** Immagini ad alta risoluzione.
- ⋄ **Finestrella di chiusura con attacco per doppia palla.** Permette una migliore visione sotto insufflazione.
- ⋄ **Acciaio inossidabile.**

Testina per tubi monouso	
Testina per tubi monouso completa di finestrella di chiusura e lente da 1,5x [01]	E-003.18.100
Testina senza finestrella di chiusura e lente	E-003.18.098
Finestrella di chiusura, sola [02]	E-003.18.099
Lente da 1,5x, sola (per rettoscopi) [03]	E-003.18.096
Idem, da 1,8x sola (per proctoscopi e anoscopi)	E-003.19.099

HEINE UniSpec® Tubi monouso



85x20mm 130x20mm 250x20mm

- ⋄ **Monouso.** Massima sicurezza contro le infezioni.
- ⋄ **Non è richiesta pulizia.** Risparmio di tempo.
- ⋄ **Materiale plastico.** Minor conduzione caldo-freddo.
- ⋄ **Trasmissione della luce attraverso la parete del tubo.** Uscita distale della luce anulare, illuminazione del campo visivo chiara ed omogenea.
- ⋄ **Graduazione/Indicazione della lunghezza d'introduzione.** Indicazione della profondità d'inserimento.

Anoscopi monouso UniSpec (85 x 20 mm)	
Confezione da 25 anoscopi	E-003.19.925
Box da 100 anoscopi (4 confezioni da 25 pezzi)	E-003.19.911

Proctoscopi monouso UniSpec (130 x 20 mm)	
Confezione da 25 proctoscopi	E-003.19.825
Box da 100 proctoscopi (4 confezioni da 25 pezzi)	E-003.19.811

Rettoscopi monouso UniSpec (250 x 20 mm)	
Confezione da 25 rettoscopi	E-003.18.825
Box da 100 rettoscopi (4 confezioni da 25 pezzi)	E-003.18.811

⊗: Solo per monouso.

Doppio insufflatore/filtro igienico

Da utilizzare con anoscopio, proctoscopio e rettoscopio



- **Doppio insufflatore senza lattice** per l'insufflazione di aria.
- Possibilità di impiego con anoscopio, proctoscopio e rettoscopio.
- **Filtro igienico monouso:** riduce al minimo la contaminazione del doppio insufflatore.

Doppio insufflatore	E-000.18.105
---------------------	---------------------

Filtro igienico monouso, confezione da 25 pezzi	E-000.18.116
---	---------------------

HEINE Adattatore di illuminazione



Applicato ad un manico ricaricabile HEINE da 3,5V con attacco a baionetta, questo adattatore rende possibile l'utilizzo di strumenti a fibra ottica quali: anoscopi, proctoscopi, rettoscopi.

Adattatore di illuminazione	3,5V XHL
------------------------------------	-----------------

Adattatore di illuminazione 3,5V	X-002.98.002
----------------------------------	---------------------

Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-002.88.078
---	---------------------



Kit Procto/Rettoscopia BETA4 USB



Kit completo con: **testina** per tubi monouso UniSpec con finestrella di chiusura e lente orientabile da 1,5x
 Confezione da 25 rettoscopi UniSpec da 250mm
 Confezione da 25 proctoscopi UniSpec da 130mm
 Confezione da 25 anoscopi UniSpec da 85mm
 Doppio insufflatore
 Adattatore di illuminazione
 Cavo di collegamento 2m
 Manico ricaricabile BETA4 USB con
 E4-USB alimentatore approvato per uso medico

Kit Procto/Rettoscopia BETA4 USB	3,5V XHL
completo	E-097.27.388
Lampadina di ricambio	X-002.88.078
Filtro igienico monouso, confezione da 25 pezzi	E-000.18.116

