

Que la  
**LUMIÈRE**  
soit !



## Lampe d'examen HEINE EL 10 LED®

### Une avance réelle à tout point de vue avec éclairage LED<sup>HQ</sup>

**LED<sup>HQ</sup>**  
LED IN HEINE QUALITY.



La lampe d'examen EL 10 LED se distingue par son champ d'éclairage absolument homogène. L'intensité lumineuse peut être réglée en continu, la taille du spot est réglable de 8,5 à 14 cm de diamètre pour une distance de travail de 30 cm.

Les boutons de réglage précis et ergonomiques permettent un ajustement intuitif et rapide de la luminosité et de la taille du spot. La tête lumineuse compacte (Ø environ 60 mm) permet un éclairage pratiquement coaxial, particulièrement dans des situations d'utilisation difficiles.

- **Claire et homogène.** Éclairage optimal pour toute situation d'examen.
- **Il y a les LED. Et il y a les LED<sup>HQ</sup>.** HEINE a défini un nouveau standard en exigeant le meilleur : du choix des matériaux à la finition, au réglage de l'intensité lumineuse, de la gestion thermique à l'indice de rendu de couleur qui doit être le plus élevé possible. **C'est ce que nous appelons une LED de qualité HEINE : soit en abrégé LED<sup>HQ</sup> (de l'allemand : LED in HEINE Qualität).**
- **3 fixations possibles.** Fixation murale, fixation pour montage sur table ou sur pied à roulettes.
- **Construction robuste.** Pour supporter une utilisation assidue pendant de nombreuses années.
- **Hygiène.** Nettoyage facile et désinfection efficace.
- **Bras articulé flexible de haute qualité.** Positionnement intuitif et facile.
- **Un système de contrôle électrique** surveille toutes les fonctions et garantit la sécurité.

| Lampe d'examen EL 10 LED                  | LED          |
|---|--------------|
| avec fixation murale [01]                 | J-008.27.001 |
| avec fixation pour montage sur table [02] | J-008.27.002 |
| avec pied à roulettes, en métal [03]      | J-008.27.003 |

|  |              |
|--|--------------|
| Fixation pour montage sur une table pour EL 10 LED                       | J-000.27.013 |
| Pied à roulettes (métal) avec fixation pour EL 10 LED (80 cm de hauteur) | Y-096.50.010 |
| Fixation pour EL 10 LED sur pied à roulettes, seul [04]                  | J-000.27.014 |



Lampe d'examen HEINE EL3 LED

Éclairage LED vraiment lumineux en LED<sup>HQ</sup>



- **Vraiment lumineux.** Pour un éclairage particulièrement lumineux et sans ombres de la surface souhaitée.
- **Il y a les LED. Et il y a les LED<sup>HQ</sup>.** HEINE a défini un nouveau standard en exigeant le meilleur : du choix des matériaux à la finition, de l'intensité lumineuse et de la gestion thermique à l'indice de rendu de couleur qui doit être le plus élevé possible.  
**C'est ce que nous appelons une LED de qualité HEINE : soit en abrégé LED<sup>HQ</sup> (de l'allemand : LED in HEINE Qualität).**
- **Éclairage sans ombres.** La tête lumineuse compacte (Ø environ 60mm) peut se positionner de manière confortable et précise, particulièrement dans les situations d'examen difficiles. Ce positionnement optimal élimine les ombres indésirables dans le champ lumineux.
- **Sans entretien et facile à nettoyer.** Le design « Cool-Touch » avec son boîtier entièrement hermétique permet un nettoyage et une désinfection efficaces et simples.
- **Positionnement optimal.** Ajustement intuitif et simple grâce à une tête légère et à un bras articulé robuste qui maintient la lampe exactement dans la position voulue.
- **Fixations possibles.** Fixation murale, fixation pour montage sur table ou sur pied à roulettes.

| Lampe d'examen EL3 LED   | LED          |
|--|--------------|
| avec fixation murale [01]  | J-008.27.011 |
| avec fixation pour montage sur table [02]                              | J-008.27.013 |
| avec pied à roulettes, en métal [03]                                   | J-008.27.014 |
| Fixation pour montage sur une table pour EL3 LED                       | J-000.27.013 |
| Pied à roulettes (métal) avec fixation pour EL3 LED (80 cm de hauteur) | Y-096.50.010 |
| Fixation pour EL 10 LED sur pied à roulettes, seul [04]                | J-000.27.014 |



