

Chaque ampoule HEINE fait partie intégrante de l'instrument HEINE qu'elle alimente, selon les paramètres suivants :

Température de couleur :

Profitant de la Technologie de pointe XHL Xénon Halogène HEINE, chaque ampoule est conçue pour fournir la température de couleur idéale dans le diagnostic pour lequel l'instrument est prévu. Ceci assure un juste équilibre entre l'intensité de l'éclairage et la couleur réelle des tissus, pour le diagnostic le plus sûr.

Longévité de l'Ampoule :

Les ampoules HEINE durent jusqu'à 50 % en plus comparées à des ampoules classiques, assurant une grande longévité, et un rapport optimal : Qualité-prix/efficacité.

Sécurité :

La conception actuelle et les procédés de fabrication, préviennent des implosions dangereuses des ampoules.

Performances optiques :

Les performances de chaque instrument optique HEINE, dépendent de l'ampoule qui l'alimente. Les lentilles de concentration de faisceau, incorporées au verre de l'ampoule, la position précise du filament, et la garantie d'une lumière homogène sont autant de gages pour assurer le fonctionnement optimal de votre instrument HEINE.





Les ampoules XHL Xénon Halogènes peuvent maintenant être commandées à l'unité.

Nous ne pouvons garantir l'efficacité et la sécurité de votre instrument que si vous utilisez une ampoule HEINE appropriée. Si une copie d'une ampoule HEINE est utilisée, la sécurité et les performances de l'instrument HEINE seront compromises et la garantie constructeur ne pourra pas s'appliquer. Exigez les ampoules et pièces de rechange HEINE pour assurer l'efficacité de votre instrument de précision HEINE.

Ampoules XHL® Xénon Halogènes HEINE

Rapport Optimal qualité-prix / efficacité

MEDECINE GENERALE ET INSTRUMENTS O.R.L

	Otoscopes	2,5V	3,5V
	Otoscope alpha*	X-001.88.037	
	Otoscope alpha+* F.O.	X-001.88.037	X-002.88.049
	Otoscope BETA 100*	X-001.88.037	X-002.88.049
	Otoscope BETA 200	X-001.88.077	X-002.88.078
	Otoscope BETA 400	X-001.88.077	X-002.88.078
	Otoscope K100*	X-001.88.037	X-002.88.049
	Otoscope K180	X-001.88.077	X-002.88.078
	Otoscope mini 2000* F.O.	X-001.88.037	
	Otoscope mini 2000*	X-001.88.056	
	Otoscope mini 3000 F.O.	X-001.88.105	
	Otoscope mini 3000	X-001.88.110	
	Otoscope minilux*	X-001.88.056	
	Instruments O.R.L	2,5V	3,5V
	Porte-abaisse-langue alpha*	X-001.88.037	
	Porte-abaisse-langue alpha+*	X-001.88.037	X-002.88.049
	Miroir laryngé courbe*	X-001.88.037	X-002.88.062
	Miroir laryngé droit*	X-001.88.057	X-002.88.063
	Porte-abaisse-langue mini 3000	X-001.88.037	

* les instruments ne sont plus livrables

Ampoules XHL® Xénon Halogènes HEINE



Instruments O.R.L	2,5V	3,5V
Porte-abaisse-langue mini*	X-001.88.037	
Porte-abaisse-langue (BETA)	X-001.88.037	X-002.88.049
Lampes à clip et Lampes combinées	2,5V	3,5V
HEINE Ciplight*	X-001.88.094	
Lampe à clip mini 2000*, Lampe à clip mini 1000*	X-001.88.041	
Lampe combinée mini 2000*	X-001.88.041	
Lampe à clip mini 3000	X-001.88.107	
mini 3000 Miroir laryngé droit*	X-001.88.057	
Lampe combinée mini 3000	X-001.88.107	
mini* Fibrilux	X-001.88.041	
Lampe à clip mini-c*	X-001.88.108	


INSTRUMENTS OPHTALMICS



Ophtalmoscopes Directs	2,5V	3,5V
Ophtalmoscopes alpha*	X-001.88.042	
Ophtalmoscopes alpha+*	X-001.88.042	X-002.88.101
AUTOFOC*	X-001.88.032	X-002.88.047
Ophtalmoscopes BETA 200 M2	X-001.88.069	X-002.88.070
Ophtalmoscopes BETA 200	X-001.88.069	X-002.88.070
Ophtalmoscopes BETA 200S	X-001.88.069	X-002.88.070
Ophtalmoscopes K180	X-001.88.084	X-002.88.086
Ophtalmoscopes mini 2000*	X-001.88.042	
Ophtalmoscopes mini 3000	X-001.88.106	
mini Miroflex*	X-001.88.042	
Ophtalmoscopes Miroflex*	X-001.88.038	X-002.88.046

* les instruments ne sont plus livrables

Ampoules XHL® Xénon Halogènes HEINE

	Skiascopes	2,5V	3,5V
	Skiascope à spot alpha+*	X-001.88.088	X-002.88.090
	Skiascope à fente alpha+*	X-001.88.087	X-002.88.089
	Skiascope à spot BETA 200	X-001.88.088	X-002.88.090
	Skiascope à fente BETA 200	X-001.88.087	X-002.88.089
	Skiascope à spot HFR2*	X-001.88.038	X-002.88.046
	Skiascope HSR2*	X-001.88.058	X-002.88.048
	Autres Instruments ophtalmiques à main	2,5V	3,5V
	Focalux alpha*	X-001.88.042	
	Lampe d'examen ophtalmologique	X-001.88.043	X-002.88.102
	Transilluminateur de Finoff alpha+*	X-001.88.035	X-002.88.044
	Focalux alpha+*	X-001.88.042	X-002.88.101
	Lampe à fente, à main alpha+* HSL 150	X-001.88.098	X-002.88.099
	Lampe d'examen ophtalmologique alpha+*	X-001.88.043	X-002.88.102
	Focalux*	X-001.88.039	X-002.88.091
	Glaucotest*	X-001.88.035	X-002.88.044
	Lampe à fente, à main HSL 100*	X-001.88.098	X-002.88.099
	Lampe à fente, à main HSL 150	X-001.88.098	X-002.88.099
	Rétinomètre LAMBDA 100	X-001.88.077	X-002.88.078
	mini 2000* Focalux	X-001.88.042	
	mini 3000* Focalux	X-001.88.042	
	Lampe d'examen avec enclenchement automatique	X-001.88.032	X-002.88.047
	Transilluminateur de Finoff	X-001.88.077	X-002.88.078

* les instruments ne sont plus livrables

Ampoules XHL® Xénon Halogènes HEINE

	Ophtalmoscopes indirects		3,5V	6V
	Ophtalmoscope indirect à main		X-002.88.050	X-004.88.081
	OMEGA 100*			X-004.88.068
	OMEGA 150*			X-004.88.068
	OMEGA 180*			X-004.88.068
	OMEGA 200*			X-004.88.068
	OMEGA 500 standard (5W)			X-004.88.111
	Video OMEGA 2C Ophtalmoscope*			X-004.88.068
	Ophtalmoscope à lunettes SIGMA 100*			X-004.88.076
	SIGMA 150K* Ophtalmoscope sur bandeau			X-004.88.093
	SIGMA 150* Ophtalmoscope à lunettes			X-004.88.093
	SIGMA 150 M2* Ophtalmoscope à lunettes			X-004.88.093

INSTRUMENTS VÉTÉRINAIRES

			2,5V	3,5V
	Otoscope BETA 100 VET*		X-001.88.037	X-002.88.049
	Otoscope BETA 200 VET		X-001.88.077	X-002.88.078
	Tête fendue		X-001.88.077	X-002.88.078
	Otoscope opératoire*		X-001.88.037	X-002.88.049

LARYNGOSCOPES

			2,5V	3,5V
	Poignée d'éclairage pour laryngoscope F.O.		X-001.88.035	X-002.88.044
	Poignée F.O. grand angle*		X-001.88.035	X-002.88.044
	Poignée d'éclairage pour laryngoscope F.O. SP*		X-001.88.035	
	Laryngoscope à éclairage conventionnel*		X-001.88.059	

* les instruments ne sont plus livrables

Ampoules XHL® Xénon Halogènes HEINE

DERMATOSCOPES ET LOUPES ÉCLAIRANTES



Dermatoscopes	2,5V	3,5V
Dermatoscope alpha+*	X-001.88.034	X-002.88.053
DERMAPHOT lampe à vide* 2,2V	X-000.88.082	
Dermatoscope DELTA 10*	X-001.88.038	X-002.88.046
Dermatoscope mini 2000*	X-001.88.034	
Dermatoscope mini 3000	X-001.88.109	
Loupes éclairantes	2,5V	3,5V
Loupe éclairante 5x, 8x alpha+*	X-001.88.034	X-002.88.053
Loupe éclairante* 5x, 8x (BETA)	X-001.88.038	X-002.88.046

INSTRUMENTS POUR PROCTOLOGIE



	2,5V	3,5V
Adaptateur d'éclairage pour instruments à F.O.		X-002.88.078
Proctoscope à éclairage conventionnel*	X-001.88.040	X-002.88.051
Tête d'anoscopes/proctoscopes*	X-001.88.040	X-002.88.051
Tête de rectoscope pour tubes à usage unique*	X-001.88.035	X-002.88.044
		6V
Poignée d'éclairage*		X-004.88.060

LAMPES D'EXAMEN



Lampes frontales		6V
Lampe frontale SL 350*		X-004.88.068
UBL 100* Micro-spot pour lunettes-loupes		X-004.88.080
Lampes d'examen		12V
Ampoule halogène HL 1200*, 20W		J-005.27.075
Ampoule halogène HL 5000*, 50W		J-005.27.111

* les instruments ne sont plus livrables

Ampoules HEINE pour projecteurs


PROJECTEURS

	Halogène	Xénon
Projecteur F.O. HK 4000*/ 100W	Y-096.15.103	
Projecteur F.O. HK 6000*, 7000, 7000D* / 150W	Y-096.15.102	
Projecteur F.O. mini* 20W	Y-096.14.103	
Projecteurs à lumière froide uno*, endo*, multi* 150W	Y-096.11.103	
Projecteur XENON 1000* / 100W		Y-096.15.108

* les instruments ne sont plus livrables

