

**ILLUMINIAMO  
le tenebre.**





### Testina per tubi monouso HEINE UniSpec®



[01]



[02]



[03]

Illuminazione tramite cavo a F.O. e proiettore o manico BETA da 3,5V più l'adattatore di illuminazione vedere accessori pagina 97.

- ⋄ **Illuminazione anulare a F.O.** Illuminazione del campo visivo chiara e priva di riflessi.
- ⋄ **Lente d'ingrandimento da 1,5x.** Immagini ad alta risoluzione.
- ⋄ **Finestrella di chiusura con attacco per doppia palla.** Permette una migliore visione sotto insufflazione.
- ⋄ **Acciaio inossidabile.**

Testina per tubi monouso	
Testina per tubi monouso completa di finestrella di chiusura e lente da 1,5x [01]	E-003.18.100
Testina senza finestrella di chiusura e lente	E-003.18.098
Finestrella di chiusura, sola [02]	E-003.18.099
Lente da 1,5x, sola (per rettoscopi) [03]	E-003.18.096
Idem, da 1,8x sola (per proctoscopi e anoscopi)	E-003.19.099

### HEINE UniSpec® Tubi monouso



85x20mm    130x20mm    250x20mm

- ⋄ **Monouso.** Massima sicurezza contro le infezioni.
- ⋄ **Non è richiesta pulizia.** Risparmio di tempo.
- ⋄ **Materiale plastico.** Minor conduzione caldo-freddo.
- ⋄ **Trasmissione della luce attraverso la parete del tubo.** Uscita distale della luce anulare, illuminazione del campo visivo chiara ed omogenea.
- ⋄ **Graduazione/Indicazione della lunghezza d'introduzione.** Indicazione della profondità d'inserimento.

Anoscopi monouso UniSpec (85 x 20 mm)	
Confezione da 25 anoscopi	E-003.19.925
Box da 100 anoscopi (4 confezioni da 25 pezzi)	E-003.19.911

Proctoscopi monouso UniSpec (130 x 20 mm)	
Confezione da 25 proctoscopi	E-003.19.825
Box da 100 proctoscopi (4 confezioni da 25 pezzi)	E-003.19.811

Rettoscopi monouso UniSpec (250 x 20 mm)	
Confezione da 25 rettoscopi	E-003.18.825
Box da 100 rettoscopi (4 confezioni da 25 pezzi)	E-003.18.811

⊗: Solo per monouso.

### Doppio insufflatore/filtro igienico

Da utilizzare con anoscopio, proctoscopio e rettoscopio



- **Doppio insufflatore senza lattice** per l'insufflazione di aria.
- Possibilità di impiego con anoscopio, proctoscopio e rettoscopio.
- **Filtro igienico monouso:** riduce al minimo la contaminazione del doppio insufflatore.

Doppio insufflatore	<b>E-000.18.105</b>
---------------------	---------------------

Filtro igienico monouso, confezione da 25 pezzi	<b>E-000.18.116</b>
---	---------------------

### HEINE Adattatore di illuminazione



Applicato ad un manico ricaricabile HEINE da 3,5V con attacco a baionetta, questo adattatore rende possibile l'utilizzo di strumenti a fibra ottica quali: anoscopi, proctoscopi, rettoscopi.

<b>Adattatore di illuminazione</b>	<b>3,5V XHL</b>
------------------------------------	-----------------

Adattatore di illuminazione 3,5V	<b>X-002.98.002</b>
----------------------------------	---------------------

Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	<b>X-002.88.078</b>
---	---------------------



## Kit Procto/Rettoscopia BETA4 USB



Kit completo con: **testina** per tubi monouso UniSpec con finestrella di chiusura e lente orientabile da 1,5x  
 Confezione da 25 rettoscopi UniSpec da 250mm  
 Confezione da 25 proctoscopi UniSpec da 130mm  
 Confezione da 25 anoscopi UniSpec da 85mm  
 Doppio insufflatore  
 Adattatore di illuminazione  
 Cavo di collegamento 2m  
 Manico ricaricabile BETA4 USB con  
 E4-USB alimentatore approvato per uso medico

<b>Kit Procto/Rettoscopia BETA4 USB</b>	<b>3,5V XHL</b>
completo	<b>E-097.27.388</b>
Lampadina di ricambio	<b>X-002.88.078</b>
Filtro igienico monouso, confezione da 25 pezzi	<b>E-000.18.116</b>

