

**E  
LUCE  
fu.**



## Lampada da visita HEINE EL 10 LED®

Una vera e propria rivoluzione, sotto ogni punto di vista con luce LED<sup>HQ</sup>

**LED<sup>HQ</sup>**  
LED IN HEINE QUALITY.



La lampada da visita EL 10 LED colpisce per l'assoluta omogeneità del campo luminoso. L'intensità luminosa può essere regolata in modo continuo. Le dimensioni del campo luminoso possono essere facilmente regolate tra 8,5 e 14 cm di diametro, sempre con una distanza di lavoro di 30 cm.

La luminosità e le dimensioni del fascio di luce possono essere agevolmente impostate con una sola mano. La testa illuminante compatta (Ø ca. 60 mm) permette un'illuminazione quasi coassiale, specialmente in caso di applicazioni difficili.

- **Luminosa ed omogenea.** Illuminazione ottimale per ogni tipo di esame da effettuare.
- **Ci sono i LED e ci sono i LED<sup>HQ</sup>.** HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall'intensità luminosa alla dimmerabilità, dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile. **Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LED<sup>HQ</sup>.**
- **3 diverse opzioni di montaggio:** su stativo a rotelle, a parete o da tavolo.
- **Struttura solida.** Consente un utilizzo intenso per molti anni.
- **Igiene.** Pulizia e disinfezione semplici ed efficaci.
- **Braccio flessibile di alta qualità.** Regolazione intuitiva e semplice.
- **Un sistema di regolazione elettrico** controlla tutte le funzioni e garantisce sicurezza.

Lampade da visita EL 10 LED	LED
con fissaggio a parete [01]	J-008.27.001
con fissaggio a morsetto per il montaggio su tavolo [02]	J-008.27.002
con stativo a rotelle in metallo [03]	J-008.27.003
fissaggio a morsetto per il montaggio su tavolo per EL 10 LED	J-000.27.013
stativo a rotelle in metallo con attacco per EL 10 LED (80 cm di altezza)	Y-096.50.010
attacco per fissaggio su stativo a rotelle, solo [04]	J-000.27.014



## Lampada da visita HEINE EL3 LED

### Illuminazione LED assolutamente chiara di qualità LED<sup>HQ</sup>

**LED<sup>HQ</sup>**  
LED IN HEINE QUALITY.



- ⋄ **Assolutamente chiara.** Per un'illuminazione assolutamente chiara, senza riflessi della superficie desiderata.
- ⋄ **Ci sono i LED e ci sono i LED<sup>HQ</sup>.** HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall'intensità luminosa e dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile. **Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LED<sup>HQ</sup>.**
- ⋄ **Illuminazione senza riflessi.** La testa di illuminazione compatta (Ø ca. 60 mm) può essere posizionata in modo preciso e semplice, in particolare in caso di condizioni d'esame difficili. Il posizionamento ottimale elimina riflessi indesiderati nel campo luminoso.
- ⋄ **Non richiede manutenzione ed è facile da pulire.** Il design "Cool-Touch" del corpo completamente chiuso permette una pulizia e una disinfezione semplice ed efficace.
- ⋄ **Posizionamento ottimale** – La leggera testa illuminante e lo stabile collo d'oca permettono una regolazione facile e intuitiva, mantenendo la luce esattamente nella posizione desiderata.
- ⋄ **Varie opzioni di montaggio.** Su stativo a rotelle, a parete o da tavolo.

Lampade da visita EL3 LED	LED
con fissaggio a parete [01]	<b>J-008.27.011</b>
con fissaggio a morsetto per il montaggio su tavolo [02]	<b>J-008.27.013</b>
con stativo a rotelle in metallo [03]	<b>J-008.27.014</b>
fissaggio a morsetto per il montaggio su tavolo per EL3 LED	<b>J-000.27.013</b>
stativo a rotelle in metallo con attacco per EL3 LED (80 cm di altezza)	<b>Y-096.50.010</b>
attacco per fissaggio su stativo a rotelle, solo [04]	<b>J-000.27.014</b>



