

Ogni lampadina HEINE è parte integrante dello strumento che alimenta, basata sui seguenti parametri:

Temperatura colore: In base all'avanzata tecnologia alogena HEINE XHL Xenon, ogni lampadina viene progettata per fornire la temperatura di colore ideale per la diagnosi a cui lo strumento è destinato. Viene così assicurato un corretto equilibrio tra la brillantezza dell'illuminazione ed il vero colore del tessuto per la diagnosi più accurata.

Durata della lampadina: Le lampadine HEINE durano fino al 50 % in più (paragonate alle lampadine tradizionali), fornendo lunga durata, ottime prestazioni ed un reale risparmio.

Sicurezza: Il design avanzato e le procedure di produzione prevengono pericolose implosioni della lampadina.

Prestazione ottica: La prestazione di ogni strumento ottico HEINE dipende dalla lampadina che lo alimenta. Lenti focalizzanti sul vetro delle lampadine, preciso collocamento dei filamenti e proiezione omogenea della luce sono i fattori principali che assicurano la prestazione perfetta del vostro strumento HEINE. Possiamo garantire la prestazione e la sicurezza del vostro strumento solamente se utilizzato con una lampadina HEINE appropriata. Se si utilizza una lampadina non-originale HEINE, la sicurezza e le performance dello strumento HEINE saranno compromesse e la garanzia del produttore non sarà più valida.







Le lampadine XHL Xenon Alogene sono ora disponibili in confezione blister da un pezzo.

Richiedete sempre lampadine e ricambi originali HEINE per assicurare la prestazione del vostro strumento di precisione HEINE.

Lampadine alogene HEINE XHL® Xenon

Per ottime prestazioni e reale risparmio

MEDICINA GENERALE E STRUMENTI ORL

	Otoscopi	2,5V	3,5V
	Otoscopio alpha*	X-001.88.037	
	Otoscopio a F.O. alpha+*	X-001.88.037	X-002.88.049
	Otoscopio BETA 100*	X-001.88.037	X-002.88.049
	Otoscopio BETA 200	X-001.88.077	X-002.88.078
	Otoscopio BETA 400	X-001.88.077	X-002.88.078
	Otoscopio K100*	X-001.88.037	X-002.88.049
	Otoscopio K180	X-001.88.077	X-002.88.078
	Otoscopio F.O. mini 2000*	X-001.88.037	
	Otoscopio mini 2000*	X-001.88.056	
	Otoscopio F.O. mini 3000	X-001.88.105	
	Otoscopio mini 3000	X-001.88.110	
	Otoscopio minilux*	X-001.88.056	
	Strumenti ORL	2,5V	3,5V
	Porta abbassalingua alpha*	X-001.88.037	
	Porta abbassalingua alpha+*	X-001.88.037	X-002.88.049
	Specchietto laringeo curvo*	X-001.88.037	X-002.88.062
	Specchietto laringeo retto*	X-001.88.057	X-002.88.063
	Porta abbassalingua mini 3000	X-001.88.037	

* strumento fuori produzione

Lampadine alogene HEINE XHL® Xenon



Strumenti ORL	2,5V	3,5V
Porta abbassalingua mini*	X-001.88.037	
Porta abbassalingua (BETA)	X-001.88.037	X-002.88.049
Cliplights e Combilamp	2,5V	3,5V
HEINE Cliplight*	X-001.88.094	
Cliplamp mini 2000*, Cliplamp mini 1000*	X-001.88.041	
Combilamp mini 2000*	X-001.88.041	
Cliplamp mini 3000	X-001.88.107	
Specchietto laringeo mini 3000*	X-001.88.057	
Combilamp mini 3000	X-001.88.107	
Otoscopio mini* Fibrilux	X-001.88.041	
Cliplamp mini-c*	X-001.88.108	

STRUMENTI OFTALMICI



Oftalmoscopi Diretti	2,5V	3,5V
Oftalmoscopio alpha*	X-001.88.042	
Oftalmoscopio alpha+*	X-001.88.042	X-002.88.101
AUTOFOC*	X-001.88.032	X-002.88.047
Oftalmoscopio BETA 200 M2	X-001.88.069	X-002.88.070
Oftalmoscopio BETA 200	X-001.88.069	X-002.88.070
Oftalmoscopio BETA 200S	X-001.88.069	X-002.88.070
Oftalmoscopio K180	X-001.88.084	X-002.88.086
Oftalmoscopio mini 2000*	X-001.88.042	
Oftalmoscopio mini 3000	X-001.88.106	
mini Miroflex*	X-001.88.042	
Oftalmoscopio Miroflex*	X-001.88.038	X-002.88.046

* strumento fuori produzione

Lampadine alogene HEINE XHL® Xenon


	Retinoscopi	2,5V	3,5V
	Retinoscopio a spot alpha+*	X-001.88.088	X-002.88.090
	Retinoscopio a fessura alpha+*	X-001.88.087	X-002.88.089
	Retinoscopio a spot BETA 200	X-001.88.088	X-002.88.090
	Retinoscopio a fessura BETA 200	X-001.88.087	X-002.88.089
	Retinoscopio a spot HFR2*	X-001.88.038	X-002.88.046
	Retinoscopio HSR2*	X-001.88.058	X-002.88.048
	Altri strumenti Oftalmici a mano	2,5V	3,5V
	alpha* Focalux	X-001.88.042	
	Lampada alpha* per visita oftalmologica	X-001.88.043	X-002.88.102
	Transilluminatore Finoff alpha+*	X-001.88.035	X-002.88.044
	alpha+* Focalux	X-001.88.042	X-002.88.101
	Lampada a fessura portatile alpha+* HSL 150	X-001.88.098	X-002.88.099
	Lampada alpha+* per visita oftalmologica	X-001.88.043	X-002.88.102
	Focalux*	X-001.88.039	X-002.88.091
	Glaucotest*	X-001.88.035	X-002.88.044
	Lampada a fessura portatile HSL 100*	X-001.88.098	X-002.88.099
	Lampada a fessura portatile HSL 150	X-001.88.098	X-002.88.099
	Retinometro LAMBDA 100	X-001.88.077	X-002.88.078
	mini 2000* Focalux	X-001.88.042	
	mini 3000* Focalux	X-001.88.042	
	Lampada per visita oftalmologica	X-001.88.032	X-002.88.047
	Transilluminatore di Finoff	X-001.88.077	X-002.88.078

* strumento fuori produzione

Lampadine alogene HEINE XHL® Xenon

	Oftalmoscopi Indiretti	3,5V	6V
	Oftalmoscopio indiretto a mano	X-002.88.050	X-004.88.081
	OMEGA 100*		X-004.88.068
	OMEGA 150*		X-004.88.068
	OMEGA 180*		X-004.88.068
	OMEGA 200*		X-004.88.068
	OMEGA 500 (5 W) standard (non raffigurate)		X-004.88.111
	Oftalmoscopio Video OMEGA 2C*		X-004.88.068
	Oftalmoscopio ad occhiali SIGMA 100*		X-004.88.076
	Oftalmoscopio a caschetto SIGMA 150K*		X-004.88.093
	Oftalmoscopio ad occhiali SIGMA 150*		X-004.88.093
	Oftalmoscopio a caschetto SIGMA 150 M2*		X-004.88.093

STRUMENTI VET

	2,5V	3,5V
	Otoscopio BETA 100 VET*	X-001.88.037 X-002.88.049
	Otoscopio BETA 200 VET	X-001.88.077 X-002.88.078
	Testina aperta	X-001.88.077 X-002.88.078
	Otoscopio operativo*	X-001.88.037 X-002.88.049

LARINGOSCOPI

	2,5V	3,5V
	Manici laringoscopio a F.O.	X-001.88.035 X-002.88.044
	Manico laringoscopio Angolato F.O.*	X-001.88.035 X-002.88.044
	Manico laringoscopio SP F.O.*	X-001.88.035
	Lame laringoscopio a luce convenzionale*	X-001.88.059

* strumento fuori produzione

Lampadine alogene HEINE XHL® Xenon

DERMATOSCOPI E INGRANDITORI LUMINOSI



Dermoscopio	2,5V	3,5V
Dermoscopio alpha+*	X-001.88.034	X-002.88.053
Lampadina Vacuum 2,2V per DERMAPHOT*	X-000.88.082	
Dermoscopio DELTA 10*	X-001.88.038	X-002.88.046
Dermoscopio mini 2000*	X-001.88.034	
Dermoscopio mini 3000	X-001.88.109	
Ingranditori luminosi	2,5V	3,5V
Ingranditore luminoso alpha+* 5x, 8x	X-001.88.034	X-002.88.053
Ingranditore luminoso* 5x, 8x (BETA)	X-001.88.038	X-002.88.046

STRUMENTI PROCTOSCOPIA



	2,5V	3,5V
Adattatore di illuminazione per strum. a F.O.		X-002.88.078
Testina Proctoscopio con illuminazione prossimale*	X-001.88.040	X-002.88.051
Testina per Ano-Proctoscopi*	X-001.88.040	X-002.88.051
Testina speculum anale divaricabile*	X-001.88.035	X-002.88.044
		6V
Manico a lampadina*		X-004.88.060

LAMPADINE DA VISITA



Lampade frontali		6V
SL 350* Lampada Frontale		X-004.88.068
Lampada a clip per occhialini binoculari UBL 100*		X-004.88.080
Lampade da visita		12V
HL 1200*, 20W lampadina alogena		J-005.27.075
HL 5000*, 50W lampadina alogena		J-005.27.111

* strumento fuori produzione

Lampadine HEINE per proiettori



PROIETTORE		
	alogeno	Xenon
Proiettore a F.O. HK 4000* / 100W	Y-096.15.103	
Proiettore a F.O. HK 6000*, 7000, 7000D* / 150W	Y-096.15.102	
Proiettore a F.O. mini* 20W	Y-096.14.103	
Proiettore a F.O. uno*, endo*, multi* 150W	Y-096.11.103	
Proiettore XENON 1000* / 100W		Y-096.15.108

* proiettore fuori produzione

