

**Es
werde
LICHT.**



HEINE EL 10 LED® Untersuchungsleuchte

Ein echtes Highlight in jeder Hinsicht mit LED^{HQ}-Beleuchtung

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITÄT.




Die EL 10 LED Untersuchungsleuchte besticht durch ein absolut homogenes Leuchtfeld. Die Leuchtstärke kann stufenlos geregelt werden. Die Leuchtfeldgröße kann frei zwischen 8,5 und 14 cm Durchmesser eingestellt werden, bei einem Arbeitsabstand von 30 cm.

Die griffigen Drehelemente erlauben ein intuitives und schnelles Einstellen der Helligkeit und des Leuchtfelds. Der kompakte Leuchtkopf (Ø ca. 60 mm) gestattet eine annähernd koaxiale Beleuchtung, insbesondere in schwierigen Anwendungssituationen.

- ✦ **Hell und homogen.** Optimale Ausleuchtung in jeder Untersuchungssituation.
- ✦ **Es gibt LED. Und es gibt LED^{HQ}.** HEINE hat einen neuen Standard gesetzt, indem von der Materialauswahl über die Verarbeitung, von der Lichtstärke bis zur Dimmbarkeit, vom Wärmemanagement bis zu einem möglichst hohen Farbwiedergabe-Index das Beste gerade gut genug ist. **Wir nennen das LED in HEINE Qualität. Kurz LED^{HQ}.**
- ✦ **3 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.** Wandmontage, Klemmhalterung für die Tischmontage oder auf Rollstativ.
- ✦ **Solide Konstruktion.** Ermöglicht eine Dauerbelastung für viele Jahre.
- ✦ **Hygiene.** Unkomplizierte und effiziente Reinigung und Desinfektion.
- ✦ **Hochwertiger Schwanenhals.** Intuitive und einfache Justierung.
- ✦ **Ein elektrisches Regelsystem** überwacht alle Funktionen und garantiert die Sicherheit.

EL 10 LED Untersuchungsleuchte	LED
mit Wandhalterung [01]	J-008.27.001
mit Klemmhalterung für die Tischmontage [02]	J-008.27.002
mit Rollstativ aus Metall [03]	J-008.27.003
Klemmhalterung für die Tischmontage für EL 10 LED	J-000.27.013
Rollstativ aus Metall mit Aufsatz für EL 10 LED (80 cm Höhe)	Y-096.50.010
Stativaufsatz einzeln für Rollstativ [04]	J-000.27.014



HEINE EL3 LED Untersuchungsleuchte

Einfach helle LED-Beleuchtung in LED^{HQ}

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITÄT.



- ✚ **Einfach hell.** Für besonders helle, schattenfreie Ausleuchtung der gewünschten Beleuchtungsfläche.
- ✚ **Es gibt LED. Und es gibt LED^{HQ}.** HEINE hat einen neuen Standard gesetzt, indem von der Materialauswahl über die Verarbeitung und der Lichtstärke, sowie vom Wärmemanagement bis zu einem möglichst hohen Farbwiedergabe-Index das Beste gerade gut genug ist. **Wir nennen das LED in HEINE Qualität. Kurz LED^{HQ}.**
- ✚ **Schattenfreie Ausleuchtung.** Der kompakte Leuchtkopf (Ø ca. 60mm) kann insbesondere in schwierigen Untersuchungssituationen komfortabel und präzise positioniert werden. Die optimale Positionierung eliminiert unerwünschte Schatten im Beleuchtungsfeld.
- ✚ **Wartungsfrei und leicht zu reinigen.** Vollständig geschlossenes „Cool-Touch“ Gehäusedesign erlaubt eine unkomplizierte und effiziente Reinigung und Desinfektion.
- ✚ **Optimale Positionierung.** Intuitive und einfache Justierung dank eines leichten Kopfes und eines stabilen Schwanenhalses, welche die Leuchte genau in der Position halten, in der sie gebraucht wird.
- ✚ **Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.** Wandmontage, Klemmhalterung für die Tischmontage oder auf Rollstativ.

EL3 LED Untersuchungsleuchte	LED
mit Wandhalterung [01]	J-008.27.011
mit Klemmhalterung für die Tischmontage [02]	J-008.27.013
mit Rollstativ aus Metall [03]	J-008.27.014
Klemmhalterung für die Tischmontage für EL3 LED	J-000.27.013
Rollstativ aus Metall mit Aufsatz für EL3 LED (80cm Höhe)	Y-096.50.010
Stativaufsatz einzeln für Rollstativ [04]	J-000.27.014



