

<b>A</b>	
018	Adaptador de espejuelos (para AllSpec)
096	Anuscopios
	Aparatos de carga
132	- mini NT
076/126	- NT4 y adaptadores
<b>B</b>	
	Batería recargable
125	- Batería de Iones de litio recargable
126	- Batería recargable M3Z
132	- Batería recargable NiMH 2Z
<b>C</b>	
025	Cabezal hendido G100/G100 LED (veterinario)
028-031	Cabezal hendido G100/G100 LED, accesorios
128-130	Centro de diagnóstico EN 200
<b>D</b>	
080-085	Dermatoscopios
081	- DELTA 30
082	- DELTAone
084	- DELTA 20T
083	- iC1
085	- mini 3000
085	- mini 3000 LED
086-088	Dermatoscopios, accesorios
086	- DELTA 30, accesorios
086	- DELTAone, accesorios
087	- DELTA 20T, accesorios
086	- iC1, accesorios
088	- mini 3000/mini 3000 LED, accesorios
<b>E</b>	
074	EasyClean LED mango de laringoscopio
090-092	Esfigmomanómetros GAMMA sin-látex
091	- GAMMA G5
090	- GAMMA G7
091	- GAMMA GP
092	- GAMMA XXL LF
093	Esfigmomanómetros
093	- Manguitos GAMMA G sin-látex
	Espéculos
028-030	- Instrumentos de diagnóstico veterinario
014	- mini 3000 F.O., mini 3000 con iluminación directa
014	- Otoscopios con F.O. iluminación
018	- Otoscopios con iluminación directa

<b>F</b>	
050/052	Finoff
094	Fonendoscopios GAMMA sin-látex
124-137	Fuentes de tensión
128-130	- EN 200, transformador de pared
136	- EN 50, transformador para pared o mesa
135	- EN 50 UNPLUGGED, transformador para pared
134	- HC 50L control de luminosidad en la cinta craneal
136	- mPack
137	- mPack mini
135	- mPack UNPLUGGED
124-127	- Mangos BETA
131	- Mango a pilas, mini 3000
132	- Mango recargable, mini 3000
132	- Cargador de mesa mini NT
126	- Cargador de mesa NT4
<b>L</b>	
021-022	Lámparas clip
021	- mini-c lámpara de exploración manual
021	- mini-e Ear Light
021	- Lámpara clip mini 3000
022	- Lámpara combinada mini 3000
100-101	Lámparas de exploración
100	- EL 10 LED
101	- EL3 LED
047	Lámparas de hendidura manuales
047	- HSL 150
051	Lámparas de hendidura manuales, accesorios
051	- Lupa HSL 10x adaptable
049/052	Lámpara de reconocimiento oftalmológico
115-121	Lámparas frontales
116-117	- MicroLight2
118-121	- ML4 LED HeadLight
120	- ML4 LED HeadLight UNPLUGGED
138-143	Lámparas, tecnología XHL xenón halógena
066-078	Laringoscopio
	Laringoscopio, espátulas Classic+
069	- Macintosh F.O.
070	- Miller F.O.
070	- Paed F.O.
077	- Set
070	- Wis F.O.
	Laringoscopio, espátula FlexTip+ F.O.
071	- FlexTip+ F.O.
078	- Set
	Laringoscopio, espátulas de un solo uso XP
072	- Macintosh
072	- Miller
078	- Set de emergencia XP
066/067	Vídeo laringoscopio visionPRO
104-111	Lupas binoculares
110	- C2.3/C2.3K
106/107	- HR
108/109	- HRP
112	Lupas binoculares, accesorios
112	- Cinta craneal
112	- Monturas de gafas S-FRAME
113/114	- LoupeLight2

**M**

146/147 Maletín y estuches  
Mangos

124 - BETA, módulo de mango  
124 - BETA, mango a pilas  
125 - BETA4 NT, mango recargable  
125 - BETA4 USB, mango recargable  
126 - BETA4 SLIM NT, mango recargable  
124 - BETA SLIM, mango a pilas  
074 - Laringoscopios, mango EasyClean LED SHORT  
074 - Laringoscopios, mango EasyClean LED SLIM  
074 - Laringoscopios, mango standard EasyClean LED  
075 - Laringoscopios, mango F.O.4 SLIM XHL/LED NT  
075 - Laringoscopios, mango F.O.4 SHORT XHL/LED NT  
073 - Laringoscopios, mango de un solo uso XP  
075 - Laringoscopios, mango standard F.O.4 XHL/LED NT  
131 - Mango a pilas grande  
131 - mini 3000, mango a pilas,  
132 - mini 3000, mango recargable  
Mangos – kits de actualización  
127 - BETA4  
076 - F.O.4  
112 Montura de gafas S-FRAME  
136 mPack  
137 mPack mini  
135 mPack UNPLUGGED

**O**

034–043 Oftalmoscopios directos  
037 - BETA 200  
037 - BETA 200 LED  
035 - BETA 200S  
035 - BETA 200S LED  
040 - K180  
042 - mini 3000  
042 - mini 3000 LED  
044 Oftalmoscopios directos; accesorios  
044 - BETA 200 M2  
053–059 Oftalmoscopios indirectos  
059 - MONOCULAR, manual  
055/056 - OMEGA 500, binocular con casco frontal  
055 - OMEGA 500 UNPLUGGED  
056 - OMEGA 500 con DV1  
054 - OMEGA 600  
057/058 - SIGMA 250, para gafas  
060–064 Oftalmoscopios indirectos; accesorios  
060 - Ojo artificial  
061 - Lupas esféricas de oftalmoscopia A.R.  
061 - Mochila-combi / maletín  
Otoscopios  
009 - BETA 200 F.O.  
009 - BETA 200 LED F.O.  
007 - BETA 400 F.O.  
007 - BETA 400 LED F.O.  
027 - BETA 200 LED VET F.O. (veterinario)  
027 - BETA 200 VET F.O. (veterinario)  
011 - K180 F.O.  
012 - mini 3000 F.O.  
012 - mini 3000 LED F.O.  
016 - mini 3000

014/015 Otoscopios F.O., accesorios  
015 - Balón de insuflación para BETA 200, BETA 400, K180  
015 - Balón de insuflación para mini 3000 F.O.  
014 - Espéculos  
018 Otoscopios con iluminacion directa, accesorios  
018 - Balón de insuflación para BETA 100, K100  
018 - Espéculos  
028–031 Otoscopios VET, accesorios  
031 - Balón de insuflación para BETA 100, 200 VET  
029/030 - Espéculos

**P**

019/020 Portaespátulas iluminado  
096–097 Proctología  
096 - Anuscopio F.O.  
096 - Cabezal para tubos UniSpec  
096 - Tubos UniSpec para uso único  
097 Proctología, accesorios  
097 - Adaptador de iluminación

**R**

048/051 Retinómetro LAMBDA 100  
046 Retinoscopio BETA 200  
045 Retinoscopio BETA 200 LED  
051 Retinoscopio BETA 200, accesorios  
060 - Ojo artificial

**T**

061 Tarjetas de diagnóstico

**V**

▶ 066/067 Vídeo laringoscopia visionPRO

## HEINE, simplemente la mejor garantía en el mercado!

HEINE le ofrece un servicio de garantía que refleja la calidad y confianza de nuestros productos. Todos los productos cumplen los requisitos de la Directiva 93/42/CEE o del reglamento de productos sanitarios (MDR) relativa a los productos sanitarios. Los productos sanitarios están marcados con el símbolo identificativo **CE**.



### Garantía de 5 años para piezas y mano de obra

Todos los productos HEINE tienen una garantía de 5 años para integridad del material, elaboración y fabricación.\* Esto excluye los elementos de desgaste desechables y consumibles así como las baterías recargables y cables de suministro y control expuestos con sus conexiones de enchufe correspondientes.

Para más detalles vea [www.heine.com](http://www.heine.com).

## Condiciones de garantía específicas del producto:

### Dermoscopio HEINE iC1

HEINE concede una garantía de 5 años solo si se ha adquirido el producto en un distribuidor autorizado y si se ha registrado dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de compra. El registro se realiza en [www.heine.com/register](http://www.heine.com/register). La garantía abarca la integridad del material, de la elaboración y de la fabricación. Las baterías y las fundas para teléfono móvil están excluidas de esta garantía.

### Espátulas de laringoscopio de fibra óptica HEINE

Las espátulas de laringoscopio HEINE Classic+ F.O. poseen un plazo de garantía ampliado de 10 años de ausencia de errores del material, el procesamiento y la construcción a partir de la fecha de fabricación 1 de enero de 2020 o a partir del número de serie SN1105228000. La garantía de 10 años asegura que la transmisión de luz no cae por debajo de los 1000 lux incluso tras múltiples ciclos de esterilización en autoclave (4000 ciclos de esterilización en autoclave estándar a 134 °C/4 min.). Esta garantía se aplica a las espátulas de laringoscopio HEINE Classic+ que se hayan limpiado, desinfectado y/o esterilizado conforme a las indicaciones recogidas en el procedimiento de limpieza. Las espátulas de laringoscopio HEINE Classic+ F.O. con una fecha de fabricación anterior al 1 de enero de 2020 y las espátulas FlexTip+ están sometidas a las mismas condiciones de garantía – véase arriba – con 5 años de garantía.

### La serie GAMMA G de HEINE

Los esfigmomanómetros HEINE GAMMA G7 y HEINE GAMMA XXL LF tienen un plazo de garantía ampliado de 10 años para la integridad del material, de la elaboración y de la fabricación. No se incluyen las piezas de desgaste y el control técnico de medición.

### \*HEINE Cube

Para el HEINE Cube hay vigente una garantía de 2 años.

### \*VÍdeo laringoscopio HEINE visionPRO

Para el vídeo laringoscopio HEINE visionPRO hay vigente una garantía de 2 años.