

**Nous  
apportons  
la  
LUMIÈRE  
dans  
l'obscurité.**



## Tête pour tubes HEINE UniSpec®



[01]



[02]



[03]

Pour brancher sur un câble fibre optique ou une poignée 3,5V BETA avec adaptateur d'éclairage voir accessoires page 097.

- ⋄ **Illumination circulaire par fibres optiques.** Éclairage lumineux et sans reflets.
- ⋄ **Loupe pivotante avec grossissement 1,5 fois.** Image riche en détails.
- ⋄ **Fenêtre d'observation (pivotante) avec raccord pour soufflerie.**  
L'insufflation permet une meilleure visibilité.
- ⋄ **En acier inoxydable.**

Tête pour tubes à usage unique	
Complète avec loupe pivotante 1,5 fois [01]	E-003.18.100
Tête sans fenêtre d'observation et loupe pivotante	E-003.18.098
Fenêtre d'observation, seule [02]	E-003.18.099
Loupe pivotante 1,5 fois, seule (pour rectoscopes) [03]	E-003.18.096
idem, 1,8 fois (seulement pour les proctoscopes et les anoscopes)	E-003.19.099

## Tubes à usage unique HEINE UniSpec®



85x20mm 130x20mm 250x20mm

- ⋄ **Usage unique.** Aucune transmission de germes.
- ⋄ **Aucun nettoyage nécessaire.** Gain de temps.
- ⋄ **Matière plastique physiologiquement irréprochable et bien supportée par les patients.** Le patient n'éprouve pas de sensation de froid.
- ⋄ **Transmission de la lumière dans la paroi du tube jusqu'à l'extrémité distale.** Éclairage lumineux et homogène du champ d'observation.
- ⋄ **Graduation/Marquage à l'intérieur des tubes.** Lecture de la profondeur d'introduction.

Anoscopes à usage unique UniSpec (85 x 20 mm)	
Carton de 25 anoscopes à usage unique	E-003.19.925
Boîte de 100 anoscopes (4 cartons de 25)	E-003.19.911

Proctoscopes à usage unique UniSpec (130 x 20 mm)	
Carton de 25 proctoscopes à usage unique	E-003.19.825
Boîte de 100 proctoscopes (4 cartons de 25)	E-003.19.811

Rectoscopes à usage unique UniSpec (250 x 20 mm)	
Carton de 25 rectoscopes à usage unique	E-003.18.825
Boîte de 100 rectoscopes (4 cartons de 25)	E-003.18.811

⊗: Seulement pour usage unique.

## Filtre d'hygiène



∴ Le filtre hygiénique jetable réduit la contamination du ventilateur double.

Filtres d'hygiène à usage unique 25 pièces/carton

**E-000.18.116**

## HEINE adaptateur d'éclairage



L'adaptateur d'éclairage se place sur toutes poignées BETA 3,5V et sert de source lumineuse pour les instruments à fibres optiques, tels l'anoscope, le proctoscope et le rectoscope.

**Adaptateur d'éclairage**

**3,5V XHL**

Adaptateur d'éclairage 3,5V

**X-002.98.002**

Ampoule de rechange XHL xénon halogène

**X-002.88.078**



