

**ILLUMINIAMO
le tenebre.**



Testina per tubi monouso HEINE UniSpec®



[01]



[02]



[03]

Illuminazione tramite cavo a F.O. e proiettore o manico BETA da 3,5V più l'adattatore di illuminazione vedere accessori pagina 097.

- ⋄ **Illuminazione anulare a F.O.** Illuminazione del campo visivo chiara e priva di riflessi.
- ⋄ **Lente d'ingrandimento da 1,5x.** Immagini ad alta risoluzione.
- ⋄ **Finestrella di chiusura con attacco per doppia palla.** Permette una migliore visione sotto insufflazione.
- ⋄ **Acciaio inossidabile.**

Testina per tubi monouso

Testina per tubi monouso completa di finestrella di chiusura e lente da 1,5x [01]	E-003.18.100
Testina senza finestrella di chiusura e lente	E-003.18.098
Finestrella di chiusura, sola [02]	E-003.18.099
Lente da 1,5x, sola (per rettoscopi) [03]	E-003.18.096
Idem, da 1,8x sola (per proctoscopi e anoscopi)	E-003.19.099

HEINE UniSpec® tubi monouso



85x20mm 130x20mm 250x20mm

- ⋄ **Monouso.** Massima sicurezza contro le infezioni.
- ⋄ **Non è richiesta pulizia.** Risparmio di tempo.
- ⋄ **Materiale plastico.** Minor conduzione caldo-freddo.
- ⋄ **Trasmissione della luce attraverso la parete del tubo.** Uscita distale della luce anulare, illuminazione del campo visivo chiara ed omogenea.
- ⋄ **Graduazione/Indicazione della lunghezza d'introduzione.** Indicazione della profondità d'inserimento.

Anoscopi monouso UniSpec (85 x 20 mm)

Confezione da 25 anoscopi	E-003.19.925
Box da 100 anoscopi (4 confezioni da 25 pezzi)	E-003.19.911

Proctoscopi monouso UniSpec (130 x 20 mm)

Confezione da 25 proctoscopi	E-003.19.825
Box da 100 proctoscopi (4 confezioni da 25 pezzi)	E-003.19.811

Rettoscopi monouso UniSpec (250 x 20 mm)

Confezione da 25 rettoscopi	E-003.18.825
Box da 100 rettoscopi (4 confezioni da 25 pezzi)	E-003.18.811

⊗: Solo per monouso.

Filtro igienico



∴ **Filtro igienico monouso:** riduce al minimo la contaminazione del doppio insufflatore.

Filtro igienico monouso, confezione da 25 pezzi

E-000.18.116

HEINE adattatore di illuminazione



Applicato ad un manico ricaricabile HEINE da 3,5V con attacco a baionetta, questo adattatore rende possibile l'utilizzo di strumenti a fibra ottica quali: anoscopi, proctoscopi, rettoscopi.

Adattatore di illuminazione

3,5V XHL

Adattatore di illuminazione 3,5V

X-002.98.002

Lampadina di ricambio XHL xenon alogena

X-002.88.078



