

Ogni lampadina HEINE è parte integrante dello strumento che alimenta, basata sui seguenti parametri:

Temperatura colore: In base all'avanzata tecnologia alogena HEINE XHL xenon, ogni lampadina viene progettata per fornire la temperatura di colore ideale per la diagnosi a cui lo strumento è destinato. Viene così assicurato un corretto equilibrio tra la brillantezza dell'illuminazione ed il vero colore del tessuto per la diagnosi più accurata.

Durata della lampadina: Le lampadine HEINE durano fino al 50 % in più (paragonate alle lampadine tradizionali), fornendo lunga durata, ottime prestazioni ed un reale risparmio.

Sicurezza: Il design avanzato e le procedure di produzione prevengono pericolose implosioni della lampadina.

Prestazione ottica: La prestazione di ogni strumento ottico HEINE dipende dalla lampadina che lo alimenta. Lenti focalizzanti sul vetro delle lampadine, preciso collocamento dei filamenti e proiezione omogenea della luce sono i fattori principali che assicurano la prestazione perfetta del vostro strumento HEINE. Possiamo garantire la prestazione e la sicurezza del vostro strumento solamente se utilizzato con una lampadina HEINE appropriata. Se si utilizza una lampadina non-originale HEINE, la sicurezza e le performance dello strumento HEINE saranno compromesse e la garanzia del produttore non sarà più valida.



Le lampadine XHL xenon alogene sono ora disponibili in confezione blister da un pezzo.

Richiedete sempre lampadine e ricambi originali HEINE per assicurare la prestazione del vostro strumento di precisione HEINE.

Lampadine alogene HEINE XHL® xenon

Per ottime prestazioni e reale risparmio



MEDICINA GENERALE E STRUMENTI ORL

	Otoscopi	2,5V	3,5V
	Otoscopio alpha*	X-001.88.037	
	Otoscopio a F.O. alpha+*	X-001.88.037	X-002.88.049
	Otoscopio BETA 100*	X-001.88.037	X-002.88.049
	Otoscopio BETA 200	X-001.88.077	X-002.88.078
	Otoscopio BETA 400	X-001.88.077	X-002.88.078
	Otoscopio K100*	X-001.88.037	X-002.88.049
	Otoscopio K180	X-001.88.077	X-002.88.078
	Otoscopio F.O. mini 2000*	X-001.88.037	
	Otoscopio mini 2000*	X-001.88.056	
	Otoscopio F.O. mini 3000	X-001.88.105	
	Otoscopio mini 3000	X-001.88.110	
	Otoscopio minilux*	X-001.88.056	

	Strumenti ORL	2,5V	3,5V
	Porta abbassalingua alpha*	X-001.88.037	
	Porta abbassalingua alpha+*	X-001.88.037	X-002.88.049
	Specchietto laringeo curvo*	X-001.88.037	X-002.88.062
	Specchietto laringeo retto*	X-001.88.057	X-002.88.063
	Porta abbassalingua mini 3000	X-001.88.037	

* strumento fuori produzione

Lampadine alogene HEINE XHL® xenon



Strumenti ORL	2,5V	3,5V
Porta abbassalingua mini*	X-001.88.037	
Porta abbassalingua (BETA)	X-001.88.037	X-002.88.049
Cliplights e Combilamp	2,5V	3,5V
HEINE Cliplight*	X-001.88.094	
Cliplamp mini 2000*, Cliplamp mini 1000*	X-001.88.041	
Combilamp mini 2000*	X-001.88.041	
Cliplamp mini 3000	X-001.88.107	
Specchietto laringeo mini 3000*	X-001.88.057	
Combilamp mini 3000	X-001.88.107	
Otoscopio mini* Fibrilux	X-001.88.041	
Cliplamp mini-c*	X-001.88.108	

STRUMENTI OFTALMICI



Oftalmoscopi diretti	2,5V	3,5V
Oftalmoscopio alpha*	X-001.88.042	
Oftalmoscopio alpha+*	X-001.88.042	X-002.88.101
AUTOFOC*	X-001.88.032	X-002.88.047
Oftalmoscopio BETA 200 M2	X-001.88.069	X-002.88.070
Oftalmoscopio BETA 200	X-001.88.069	X-002.88.070
Oftalmoscopio BETA 200S	X-001.88.069	X-002.88.070
Oftalmoscopio K180	X-001.88.084	X-002.88.086
Oftalmoscopio mini 2000*	X-001.88.042	
Oftalmoscopio mini 3000	X-001.88.106	
mini Miroflex*	X-001.88.042	
Oftalmoscopio Miroflex*	X-001.88.038	X-002.88.046

* strumento fuori produzione

Lampadine alogene HEINE XHL® xenon

	Retinoscopi	2,5V	3,5V
	Retinoscopio a spot alpha+*	X-001.88.088	X-002.88.090
	Retinoscopio a fessura alpha+*	X-001.88.087	X-002.88.089
	Retinoscopio a spot BETA 200	X-001.88.088	X-002.88.090
	Retinoscopio a fessura BETA 200	X-001.88.087	X-002.88.089
	Retinoscopio a spot HFR2*	X-001.88.038	X-002.88.046
	Retinoscopio HSR2*	X-001.88.058	X-002.88.048
	Altri strumenti oftalmici a mano	2,5V	3,5V
	alpha* Focalux	X-001.88.042	
	Lampada alpha* per visita oftalmologica	X-001.88.043	X-002.88.102
	Transilluminatore Finoff alpha+*	X-001.88.035	X-002.88.044
	alpha+* Focalux	X-001.88.042	X-002.88.101
	Lampada a fessura portatile alpha+* HSL 150	X-001.88.098	X-002.88.099
	Lampada alpha+* per visita oftalmologica	X-001.88.043	X-002.88.102
	Focalux*	X-001.88.039	X-002.88.091
	Glaucotest*	X-001.88.035	X-002.88.044
	Lampada a fessura portatile HSL 100*	X-001.88.098	X-002.88.099
	Lampada a fessura portatile HSL 150	X-001.88.098	X-002.88.099
	Retinometro LAMBDA 100	X-001.88.077	X-002.88.078
	mini 2000* Focalux	X-001.88.042	
	mini 3000* Focalux	X-001.88.042	
	Lampada per visita oftalmologica	X-001.88.032	X-002.88.047
	Transilluminatore di Finoff (2,5V e 3,5V XHL)*	X-001.88.077	X-002.88.078

* strumento fuori produzione

Lampadine alogene HEINE XHL® xenon

	Oftalmoscopi indiretti	3,5V	6V
	Oftalmoscopio indiretto a mano	X-002.88.050	X-004.88.081
	OMEGA 100*		X-004.88.068
	OMEGA 150*		X-004.88.068
	OMEGA 180*		X-004.88.068
	OMEGA 200*		X-004.88.068
	OMEGA 500 (5 W) standard (non raffigurate)		X-004.88.111
	Oftalmoscopio video OMEGA 2C*		X-004.88.068
	Oftalmoscopio ad occhiali SIGMA 100*		X-004.88.076
	Oftalmoscopio a caschetto SIGMA 150K*		X-004.88.093
	Oftalmoscopio ad occhiali SIGMA 150*		X-004.88.093
	Oftalmoscopio a caschetto SIGMA 150 M2*		X-004.88.093

STRUMENTI VET

	2,5V	3,5V
	Otoscopio BETA 100 VET*	X-001.88.037 X-002.88.049
	Otoscopio BETA 200 VET	X-001.88.077 X-002.88.078
	Testina aperta	X-001.88.077 X-002.88.078
	Otoscopio operativo*	X-001.88.037 X-002.88.049

LARINGOSCOPI

	2,5V	3,5V
	Manici laringoscopio a F.O.	X-001.88.035 X-002.88.044
	Manico laringoscopio angolato F.O.*	X-001.88.035 X-002.88.044
	Manico laringoscopio SP F.O.*	X-001.88.035
	Lame laringoscopio a luce convenzionale*	X-001.88.059

* strumento fuori produzione

Lampadine alogene HEINE XHL® xenon

DERMATOSCOPI E INGRANDITORI LUMINOSI

	Dermatoscopio		2,5V	3,5V
	Dermatoscopio alpha+*		X-001.88.034	X-002.88.053
	Lampadina vacuum 2,2V per DERMAPHOT*		X-000.88.082	
	Dermatoscopio DELTA 10*		X-001.88.038	X-002.88.046
	Dermatoscopio mini 2000*		X-001.88.034	
	Dermatoscopio mini 3000		X-001.88.109	
	Ingranditori luminosi		2,5V	3,5V
	Ingranditore luminoso alpha+* 5x, 8x		X-001.88.034	X-002.88.053
	Ingranditore luminoso* 5x, 8x (BETA)		X-001.88.038	X-002.88.046

STRUMENTI PROCTOSCOPIA

			2,5V	3,5V
	Adattatore di illuminazione per strum. a F.O.			X-002.88.078
	Testina proctoscopio con illuminazione prossimale*		X-001.88.040	X-002.88.051
	Testina per Ano-proctoscopi*		X-001.88.040	X-002.88.051
	Testina speculum anale divaricabile*		X-001.88.035	X-002.88.044
				6V
	Manico a lampadina*			X-004.88.060

LAMPADINE DA VISITA

	Lampade frontali			6V
	SL 350* lampada frontale			X-004.88.068
	Lampada a clip per occhialini binoculari UBL 100*			X-004.88.080
	Lampade da visita			12V
	HL 5000*, 50W lampadina alogena			J-005.27.111

* strumento fuori produzione

Lampadine HEINE per proiettori



PROIETTORE

alogeno

Proiettore a F.O. HK 6000*, 7000, 7000D* / 150W

Y-096.15.102

Proiettore a F.O. mini* 20W

Y-096.14.103

Proiettore a F.O. uno*, endo*, multi* 150W

Y-096.11.103

* proiettore fuori produzione

