

Le nouveau service premium HEINE : des lames de laryngoscope personnalisées avec gravure individuelle.

Les lames HEINE se distinguent par leur garantie de 10 ans et leur design smoothSURFACE. Afin de garantir qu'elles finissent toujours à leur place après un retraitement hygiénique, il est désormais possible de marquer toutes les lames Classic+ selon Macintosh et Paed avec le nom du service, de la spécialité ou de la clinique.

Notre gravure laser est spécialement adaptée à la surface des lames :

- Les possibilités de retraitement hygiénique restent intactes.
- La garantie de 10 ans est bien sûr toujours valable.



Et voici comment fonctionne notre service premium HEINE :

Nous proposons une **gravure pour nos lames les plus vendues**, les lames Classic+ Macintosh, ainsi que pour nos lames spéciales enfants Classic+ Paed, couvrant ainsi toute la gamme des tailles de lames :

- Lames Classic+ selon Macintosh (toutes les tailles : 0, 1, 2, 3m ,3 ,4 et 5)
- Lames Classic+ Paed pour enfants (toutes les tailles : 0 et 1)

Options de gravure :

- Un texte d'une ligne de **30 caractères** (espaces compris) à partir des caractères ASCII (norme internationale ISO 8859-1 ; voir tableau 1) peut être choisi librement.

Tableau 1: Caractères ASCII

[Espace]	!	«	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	

- La **police** (Arial), la **taille de la police** (environ 2 à 4 mm de hauteur de caractère, selon la taille de la lame) et la **position** permettent une bonne lisibilité et **sont normalisées** par HEINE (voir image).
- Pour des raisons réglementaires, nous ne pouvons pas mettre en œuvre des **textes dont le contenu est critique, trompeur ou protégé**. Ne sont pas possibles, par ex., les contenus concernant des instructions de nettoyage et des utilisations divergentes, les noms de sociétés, les noms de marques et de produits étrangers, etc.
- Nous proposons la **gravure pour les nouvelles commandes**. Malheureusement, nous ne pouvons pas proposer ce service pour des produits qui ont déjà été livrés ou utilisés.

Votre interlocuteur vous informera volontiers en détail à ce sujet.

www.heine.com/fr/recherche-de-distributeur