

Inventamos el dermatoscopio hace 30 años. Ahora lo hemos vuelto a hacer.

Los nuevos Dermatoscopios DELTA 30 y DELTAone.



30
YEARS
1st DERMATOSCOPE





EL NUEVO DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 30.

Si hay algo que descubrir, usted también lo verá.

Nuestro nuevo dermatoscopio de gama alta no sólo ganaría cualquier concurso de belleza, sino que también destaca por ofrecer la mejor reproducción de imágenes que hayamos diseñado nunca. Y todo ello con un campo de visión real de 30 milímetros. A esto hay que añadir una reproducción de los colores con una fidelidad nunca

vista hasta la fecha, naturalmente en LED^{HQ}. Y un trabajo sin reflejos ni deslumbramientos gracias a la polarización. No obstante, sobre todo gracias al diseño en ángulo es cómodo de sostener en la mano y ofrece un manejo muy intuitivo. Le invitamos a echar un vistazo: descubrirá muchas cosas.

Imagen
extremadamente
nítida con el
nuevo sistema
óptico con lentes
acromáticos
de HEINE

El mayor campo
de visión con
30mm reales
(lente de 32mm)

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Reproducción
extremadamente
fidel de los colores
gracias a LED^{HQ}

Manejo
ergonómico
gracias al diseño
de producto en
ángulo



Documentación
digital con la app
exclusiva HEINE DERM
o con el HEINE Cube
System*



Cargador de mesa
para DELTA 30



EL NUEVO DERMATOSCOPIO HEINE DELTAone.

Movilidad y calidad son ahora «one».

Pequeño por fuera, muy grande por dentro: esta obra maestra móvil conquista a los médicos al instante. La imagen extremadamente nítida se consigue con el nuevo sistema óptico con lentes acromáticos de HEINE. A esto hay que añadir una reproducción de los colores extremadamente fiel que se basa, naturalmente, en la calidad de nuestros LED^{HQ}.

La exploración es especialmente cómoda gracias a la polarización, que permite trabajar al médico sin reflejos ni deslumbramientos. Estas tres características – nitidez, LED^{HQ} y trabajo sin reflejos – convierten al DELTAone en un instrumento de trabajo que siempre es un placer llevar a todas partes en el bolsillo de la bata.

Imagen extremadamente nítida con el nuevo sistema óptico con lentes acromáticos de HEINE

Cabe en el bolsillo de cualquier bata



Trabajo sin reflejos ni deslumbramientos gracias a la polarización

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Reproducción extremadamente fiel de los colores gracias a LED^{HQ}

Documentación digital con la app exclusiva HEINE DERM o con el HEINE Cube System*

LOS NUEVOS DERMATOSCOPIOS DELTA 30 Y DELTAone.

Ver lo que hay.

Colores auténticos y originales. El DELTA 30 es lo mejor que hemos fabricado hasta la fecha en cuanto a calidad de imagen. Siempre es un placer llevar el DELTAone a todas partes en el bolsillo dadas sus reducidas dimensiones y su diagnóstico de precisión.


En ambos casos, hay que observar bien ambos aparatos para descubrir todo lo que pueden ofrecer: los nuevos sistemas ópticos con lentes acromáticos de HEINE muestran la representación de colores como nunca se había visto antes gracias a su LED^{HQ} de diseño especial.




LED convencional



LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.



Representación convencional



Representación de uno de los nuevos dermatoscopios HEINE

Cuando se trata de los detalles específicos.

El nuevo sistema óptico acromático HEINE utilizado en los dos dermatoscopios nuevos de la serie DELTA ofrece la iluminación perfecta hasta los bordes. La luz se distribuye homogénea e uniformemente por todo el campo

de visión. Resultado: sin reflejos molestos, sombras, manchas claras u oscuras. Con una nitidez nunca vista y excelente definición, independientemente de la distancia de trabajo. En el nuevo DELTA 30 podrá disfrutar de un tamaño fascinante del campo de visión de un diámetro de 30mm reales.

LOS NUEVOS DERMATOSCOPIOS DELTA 30 Y DELTAone.

Sencillamente digitales. Digitalmente sencillos.

Ambos dermatoscopios nuevos se pueden combinar mediante un adaptador también nuevo con un iPhone* a partir de la versión 6. Junto con la exclusiva HEINE DERM App, ahora es posible crear fichas de pacientes, gestionar

y administrar imágenes y guardar series de documentación a lo largo de un período. En este sentido, la HEINE DERM App es fácil de instalar y el software ofrece un manejo sencillo e intuitivo.



RESUMEN DE PEDIDOS

Ahora todo se pasa a números.

DELTA 30 con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche	K-230.28.305
DELTAone Standard Edition (negro-plateado) con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche	K-210.28.305
DELTAone White Edition (blanco-plateado) con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche	K-211.28.305
Disco de contacto con marcaje de escala para el DELTA 30	K-000.34.220
Pequeño disco de contacto para el DELTA 30. Para el reconocimiento de lesiones pigmentadas de difícil acceso.	K-000.34.206
Disco de contacto con marcaje de escala para el DELTAone	K-000.34.222
Pequeño disco de contacto para el DELTAone. Para el reconocimiento de lesiones pigmentadas de difícil acceso.	K-000.24.207
Cargador de mesa para el DELTA 30	X-002.99.212
Funda adaptadora para smartphone para Apple iPhone 6/6s* apto para el DELTA 30/DELTAone	K-000.34.260
Funda adaptadora para smartphone para Apple iPhone 7/8* apto para el DELTA 30/DELTAone	K-000.34.261
Funda adaptadora para smartphone para Apple iPhone X/XS* apto para el DELTA 30/DELTAone	K-000.34.262
Funda adaptadora para smartphone para Apple iPhone XR* apto para el DELTA 30/DELTAone	K-000.34.263
Universal Smartphone Connector. Apto para muchas fundas adaptadoras de smartphone convencionales. El Connector solo es apto para soportes de teléfono móvil con superficie lisa, la cámara no puede sobresalir del soporte	K-000.34.270

*El Apple iPhone no forma parte del volumen de suministro. Apple, el logotipo de Apple, e iPhone son marcas de la empresa Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de la Apple Inc.

QUALITY made in GERMANY.

Como uno de los principales fabricantes mundiales de instrumentos de diagnóstico primario con más de 500 empleados, HEINE Optotechnik lleva más de 70 años siendo una empresa 100% familiar dirigida por sus propietarios. Continuaremos diseñando y fabricando los instrumentos HEINE en nuestros centros de producción de Alemania, donde combinamos décadas de experiencia con la artesanía y las tecnologías de fabricación más modernas.

Contamos con representación en más de 120 países de todo el mundo, incluidas filiales en Australia, Estados Unidos y Suiza, además de 3000 representantes comerciales, importadores y distribuidores especializados.

Esperamos que se ponga en contacto con nosotros: ¡será un placer conocer sus deseos, opiniones y sugerencias!



■ HEINE FILIALES &
HEINE REPRESENTANTES

 **HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany
Tel. +49 (0) 81 52-38 0, Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com



10/19. A-000.00.234 s

