

Wenn es etwas zu entdecken gibt, dann sehen Sie es auch.

Das neue HEINE DELTA 30 Dermatoskop.



30
YEARS
1st DERMATOSCOPE



Das neue HEINE DELTA 30 Dermatoskop. Man kann es wegen seines Aussehens kaufen. Oder wegen der Optik.

Unser neues High End Dermatoskop würde nicht nur jeden Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern zeichnet sich auch durch die beste Bildgebung aus, die wir je entwickelt haben. Und das bei einem Sichtfeld von echten 30 Millimetern. Dazu kommt eine bisher ungesehene Farbtreue, natürlich

in LED^{HQ}. Und blend- und reflexionsfreies Arbeiten durch Polarisation. Vor allem aber liegt es durch das abgewinkelte Design gut in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen. Schauen Sie doch einmal durch – Sie werden viel entdecken.

Extrem scharfe
Abbildung
mit neuem
achromatischen
HEINE
Optiksystem

Ergonomische
Handhabung
durch
abgewinkeltes
Produkt
design



Größtes Sichtfeld
mit echten 30 mm
(Linse 32 mm)

LED^{HQ}
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Hervorragende
Farbtreue aufgrund
LED^{HQ}

Digitale Dokumentation
mit exklusiver HEINE
DERM App oder mit
dem HEINE Cube
System**



Tisch-Ladegerät
für DELTA 30

- **Blend- und reflexionsfreies Arbeiten** durch Polarisation
- **Helligkeit nach Wunsch:** 3 Lichtstärken
- **10-fache Vergrößerung**
- **Auf Knopfdruck zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht wechseln = Toggle Funktion.**
Mehr unter heine.com/de/Toggle
- **Keine Kreuzkontamination:** autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala

- **Wartungsfrei** durch staubdichtes Design
- **Dioptrienausgleich**
- **Akku mit Li-ion Technologie:** kein Memory-Effekt, bedenkenloses Aufladen ohne Rücksicht auf den Ladezustand
- **Kabellose Verbindung** via iPhone* und WLAN mit HEINE Cube System**

DELTA 30 mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

K-230.28.305

Tisch-Ladegerät für DELTA 30

X-002.99.212

· **Zubehör und weitere Artikel unter heine.com/de/DELTA30**

*Das Apple iPhone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. **Nicht in allen Ländern verfügbar

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Tel. +49 (0) 8152-38 0
Fax +49 (0) 8152-382 02, E-Mail: info@heine.com
www.heine.com



10/19. A-000.00.228 d

