

Si hay algo que descubrir, usted también lo verá.

El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTA 30.



30
YEARS
1st DERMATOSCOPE



El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTA 30. Se puede comprar por su imagen. O por su óptica.

Nuestro nuevo dermatoscopio de gama alta no solo ganaría cualquier concurso de belleza, sino que también destaca por ofrecer la mejor reproducción de imágenes que hayamos diseñado nunca. Y todo ello con un campo de visión real de 30 milímetros. A esto hay que añadir una reproducción de los

colores con una fidelidad nunca vista hasta la fecha, naturalmente en LED^{HQ}. Y un trabajo sin reflejos ni deslumbramientos gracias a la polarización. Además, gracias al diseño en ángulo, es sobre todo gracias al diseño en ángulo es cómodo de sostener en la mano y ofrece un manejo muy intuitivo. Le invitamos a echar un vistazo: descubrirá muchas cosas.

Imagen
extremadamente
nítida con el nuevo
sistema óptico
con lentes
acromáticos de
HEINE

Manejo
ergonómico
gracias al
diseño de
producto en
ángulo



El mayor campo
de visión con
30 mm reales
(lente de 32 mm)

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Reproducción
extremadamente fiel
de los colores
gracias a LED^{HQ}

Documentación
digital con la app
exclusiva HEINE
DERM o con el
HEINE Cube
System**



Cargador de mesa
para DELTA 30

- **Trabajo sin reflejos ni deslumbramientos** gracias a la polarización
- **Luminosidad a elegir:** 3 intensidades de luz
- **10 aumentos**
- **Con sólo pulsar un botón se puede alternar entre luz polarizada y no polarizada** = función «Toggle». Más información en heine.com/es/Toggle
- **Sin contaminación cruzada:** disco de contacto autoclavable con marcaje de escala

- **Sin mantenimiento:** gracias al diseño hermético el interior del equipo permanece libre de polvo.
- **Compensación de dioptrías**
- **Batería con tecnología de iones de litio:** sin efecto memoria, no dude en cargar independientemente del nivel de carga
- **Conexión sin cables** vía iPhone* y WLAN con el HEINE Cube System**

DELTA 30 con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche

K-230.28.305

Cargador de mesa para el DELTA 30

X-002.99.212

• **Accesorios y otros artículos en heine.com/es/DELTA30**

*El Apple iPhone no forma parte del volumen de suministro. Apple, el logotipo de Apple, e iPhone son marcas de la empresa Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de la Apple Inc. **No disponible en todos los países

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Tel. +49 (0) 8152-38 0
Fax +49 (0) 8152-382 02, E-Mail: info@heine.com
www.heine.com



10/19. A-000.00.228 s

