

Mobilità e qualità sono ora “one”.
Il nuovo Dermatoscopio HEINE DELTAone.



30
YEARS
1st DERMATOSCOPE



Piccolo fuori. Grandissimo dentro.

Il nuovo Dermatoscopio HEINE DELTAone.

Questo capolavoro mobile conquista i cuori dei medici. La nitidezza estrema delle immagini è ottenuta grazie al nuovo sistema ottico acromatico HEINE. A questo si aggiunge l'eccezionale resa cromatica, dovuta naturalmente alla qualità dei nostri LED^{HQ}. La polarizzazione rende le visite

particolarmente pratiche e consente al medico di lavorare senza abbagliamenti e riflessi. Queste 3 caratteristiche – nitidezza, LED^{HQ} e lavoro senza riflessi – fanno del DELTAone uno strumento di lavoro da portare con sé sempre e ovunque.

Nitidezza estrema delle immagini grazie al nuovo sistema ottico acromatico HEINE

Sta in tutti i taschini dei camici



Lavoro senza abbagliamenti e riflessi grazie alla polarizzazione

LED^{HQ}

LED NOW IN HEINE QUALITY.

Straordinaria resa cromatica grazie ai LED^{HQ}

Documentazione digitale con l'esclusiva app HEINE DERM o con il sistema HEINE Cube**

- **Campo visivo di 21mm veri** (lente di 22mm)
- **Luminosità a piacere:** 3 intensità luminose
- **Ingrandimento 10x**
- Passaggio **dalla luce polarizzata a quella non polarizzata con la pressione di un tasto** = funzione "Toggle".
Maggiori informazioni alla pagina heine.com/it/Toggle
- **Nessuna contaminazione incrociata:** piastrina di contatto con scala autoclavabile

- **Senza manutenzione** grazie al design antipolvere
- **Correzione diottrica**
- **Batteria ricaricabile con tecnologia Li-Ion:** nessun effetto di memoria, ricarica senza problemi indipendentemente dal livello di carica
- **Collegamento senza fili** tramite iPhone* e WLAN al sistema HEINE Cube**

DELTAone Standard Edition (nero-argento) con piastrina di contatto con scala, cavo USB con alimentatore elettrico USB per uso medico, astuccio

K-210.28.305

DELTAone White Edition (bianco-argento) con piastrina di contatto con scala, cavo USB con alimentatore elettrico USB per uso medico, astuccio

K-211.28.305

• Accessori e altri articoli su heine.com/it/DELTAone

*Apple iPhone non inclusi nella fornitura. Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un servizio registrato di Apple Inc. **Non disponibile in tutti i paesi.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Tel. +49 (0) 8152-38 0
Fax +49 (0) 8152-382 02, E-Mail: info@heine.com
www.heine.com



10/19. A-000.00.229 i

