



S-FRAME

1



Cinta craneal Professional L

## OPCIÓN DE MONTURA

En un diseño profesional ligero para trabajar sin fatiga.

2



HR 2.5x/340mm



HR 2.5x/420mm



HR 2.5x/520mm



HRP 3.5x/420mm



HRP 4x/340mm



HRP 6x/340mm

## AUMENTO Y DISTANCIA DE TRABAJO

Elija el menor aumento que satisfaga sus necesidades. A menor aumento, más fácil es utilizar las lupas debido a un campo de visión mayor y una mejor profundidad de enfoque. La distancia de trabajo depende de preferencia personal.

3



## ILUMINACIÓN

Elija entre LoupeLight2 y ML4 LED.



LoupeLight2 para S-FRAME

Iluminación coaxial. Compacta y ligera.



Lámpara frontal LED ML4 para cinta craneal Professional L

Iluminación coaxial. Opciones de alimentación flexibles.

4

## ALIMENTACIÓN



mPack mini  
Batería portátil



mPack  
Batería portátil



mPack UNPLUGGED  
Sin cables. Integrado en la cinta