



S-FRAME

1



Bandeau Professional L

OPTION DE MONTAGE

Dans un design professionnel léger pour un travail sans fatigue.

2



HR 2.5x/340 mm



HR 2.5x/420 mm



HR 2.5x/520 mm



HRP 3.5x/420 mm



HRP 4x/340 mm



HRP 6x/340 mm

GROSSISSEMENT ET DISTANCE DE TRAVAIL

Choisissez le plus petit grossissement qui répond à vos besoins. Plus le grossissement est faible, plus il est facile d'utiliser les loupes en raison d'un plus grand champ de vision et d'une meilleure profondeur de champ. La distance de travail dépend de vos préférences personnelles.

3



ÉCLAIRAGE

Choisissez entre la LoupeLight2 et la ML4 LED.



LoupeLight2 pour S-FRAME

Compact et léger. Éclairage coaxial.



HeadLight ML4 LED pour bandeau Professional L

Éclairage coaxial. Options d'alimentation flexibles.

4

ALIMENTATION



mPack mini
Bloc d'alimentation portable



mPack
Bloc d'alimentation portable



mPack UNPLUGGED
Sans fil. Monté sur un bandeau