

1160

Omega 180

Omega 180

Kat.-Nr./Cat.-No.: C-004.33.225

Nr. Pos	Bestell-Nr. Order-No.	Bezeichnung Description
01	Z-300.00.239	DREHGRIFF FIXATION KNOB
02	Z-300.00.025	GEWINDEHÜLSE THREADED STUD
13	Z-300.00.238	DRUCKSCHEIBE THRUST WASHER
26	Z-300.00.237	KORREKTURLINSE +2D LENS 2 DIOPTERS
27	Z-300.00.236	OKULARTRICHTER EYEPIECE FUNNEL
28	Z-300.00.214	OKULARMUSCHEL EYEPIECE RUBBER
49	Z-300.00.178	SCHUTZHAUBE FÜR MITBEOBACHTER-AUFSATZ TEACHING MIRROR
50	C-000.33.209	MITBEOBACHTER-AUFSATZ OMEGA TEACHING MIRROR FOR OMEGA
55	X-001.88.059	XHL XENON HALOGEN LAMPE 2,5V XHL XENON HALOGEN BULB 2,5V
57	C-000.33.224	KUPPLUNGSSTECKER ZUM OMEGA OMEGA PUSH-IN CONNECTOR

