

1217

Gamma XXL LF

Gamma XXL LF

Kat.-Nr./Cat.-No.:

M-000.09.319  
M-000.09.325M-000.09.320  
M-000.09.326

M-000.09.322

M-00.09.323

Nr. Pos	Bestell-Nr. Order-No.	Bezeichnung Description
01	Z-300.00.119	FRONTSCHIEBE FRONT PLATE
02	Z-300.00.087	ZEIGER NEEDLE
03	Z-300.00.086	SKALA SCALE
04	Z-300.00.083	BLECHSCHRAUBE 2,2X19 TAPPING SCREW 2,2X19
05	Z-300.00.380	GEHÄUSE HOUSING
06	Z-300.00.085	VERBINDUNGSSCHLAUCH SILICON TUBE
07	Z-300.00.384	SCHLAUCHVERBINDUNGSFLANSCH TUBE FITTING
08	Z-300.00.382	FLANSCHMUTTER KPL. FLANGED CONNECTOR
09	Z-300.00.381	ÜBERWURFMUTTER DREHBAR KPL. THREADED RING
10	Z-300.00.084	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW
11	Z-300.00.383	MESSWERK KPL. MEASURING SYSTEM ASSEMBLY

