

871

Kaltlichtprojektor HK 7000 D

Projector HK 7000 D

Kat.-Nr./Cat.-No.: Y-096.15.124

Nr. Pos	Bestell-Nr. Order-No.	Bezeichnung Description
13	Y-096.15.102	HALOGEN-LAMPE 150W F.HK6/7000 HALOGEN BULB 150W F.HK6/7000
22	Z-300.00.255	SCHMELZEINSATZ 100V FUSE 100V
23	Z-300.00.338	NETZKABEL 100V,120V,127V POWER SUPPLY CORD 100V, 120V, 127V
40	Z-300.00.204	ANSCHLUß KPL. OUTPUT SOCKET
41	Z-300.00.205	VERSCHLUßKAPPE COVER
42	Z-300.00.245	DREHKNOPF KNOB
51	Z-300.00.254	SCHMELZEINSATZ 120V, 127V FUSE 120V, 127V
54	Z-300.00.253	SCHMELZEINSATZ 230V, 240V FUSE 230V, 240V
55	Z-300.00.340	NETZKABEL 230V POWER SUPPLY CORD 230V
57	Z-300.00.342	NETZKABEL 240V GB POWER SUPPLY CORD 240V GB
61	Z-300.00.033	NETZKABEL 230V CH POWER CORD 230V CH

