



Kat.-Nr./Cat.-No.: X-002.99.495

Nr. Pos	Bestell-Nr. Order-No.	Bezeichnung Description
01	X-002.99.496	EU STECKER FUER NETZTEIL EU-PLUG
02	X-002.99.496-081	UK STECKER FUER NETZTEIL UK-PLUG
03	X-002.99.496-083	USA STECKER FUER NETZTEIL USA PLUG
04	X-002.99.496-096	AU STECKER FUER NETZTEIL AU PLUG
09	Z-300.00.073	GROßER ADAPTERRING LARGE ADAPTER
10	Z-300.00.091	VERSCHLUSSKAPPE CAP
11	Z-300.00.092	KLEINER ADAPTERRING SMALL ADAPTER
12	Z-300.00.097	REDUZIER-EINSATZ SMALL WELL ASSEMBLY
22	X-002.99.492	EU STECKER FUER NETZTEIL EU-PLUG
23	X-002.99.492-081	UK STECKER FUER NETZTEIL UK-PLUG
24	X-002.99.492-083	USA STECKER FUER NETZTEIL USA-PLUG
25	X-002.99.492-096	AU STECKER FUER NETZTEIL AU-PLUG



**Hinweis:** Zur weiteren Zerlegung der Pos. 5, 6, 8, 13, 14, 15 und 21, wird ein Spezialwerkzeug (Pos.19) benötigt.

**Note:** For further disassembly of items 5, 6, 8, 13, 14, 15 and 21, a special tool (item 19) is required.

892

HEINE® NT 300 Tisch-Ladegerät

HEINE® NT 300 Table Charger

---

Kat.-Nr./Cat.-No.: X-002.99.495

Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
Pos	Order-No.	Description

**Hinweis:** Zur weiteren Zerlegung der Pos. 5, 6, 8, 13, 14, 15 und 21, wird ein Spezialwerkzeug (Pos.19) benötigt.

**Note:** For further disassembly of items 5, 6, 8, 13, 14, 15 and 21, a special tool (item 19) is required.

