


Kat.-Nr./Cat.-No.: C-000.33.506

Nr. Pos	Bestell-Nr. Order-No.	Bezeichnung Description
02	Z-300.00.011	RASTMECHANISMUS LOCKING MECHANISM
09	Z-300.00.050	KABELHALTERAUFNAHME CABLE RETAINER
11	Z-300.00.057	SCHUTZKAPPE SET PROTECTIVE COVER SET
12	Z-300.00.077	KOPFPOLSTER-SET CUSHION SET
13	Z-300.00.122	PILZBAND-SET VELCRO SET
14	Z-300.00.395	KLEMMSTÜCK CLAMP
16	Z-300.00.239	DREHGRIFF FIXATION KNOB
18	Z-300.00.238	DRUCKSCHEIBE THRUST WASHER
19	Z-300.00.023	ZWISCHENSTÜCK SPACER
20	Z-300.00.010	GEWINDEHÜLSE THREADED STUD
21	Z-300.00.053	KABELHALTER FÜR KABEL Ø 2,5 CABLE SUPPORT FOR CABLE Ø 2,5
22	Z-300.00.014	VERSCHLUSSKAPPE COVER



1172

HEINE OMEGA® 500 Kopfband UPL

HEINE OMEGA® 500 Headband UPL

Kat.-Nr./Cat.-No.: C-000.33.506

Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
Pos	Order-No.	Description

