

Dermatoscopio HEINE DELTA 30

DATI PRINCIPALI



Dermatoscopio HEINE DELTA 30



Stato di carica
66 - 100 %



Stato di carica
33 - 66 %



Stato di carica
10 - 33 %



Stato di carica
< 10 %



Per un aggancio sicuro, la piastrina di contatto scatta in posizione con un clic chiaramente udibile.

Diodo illuminato di blu = illuminazione polarizzata

Diodo spento = illuminazione non polarizzata

UN FILM VALE PIÙ DI 1.000 PAROLE



Il film **"Application"** mostra il DELTA 30 in azione sul paziente.



Ricorda ogni singolo neo.

HEINE DERManager* è il complemento ideale per il vostro DELTA 30. Questa soluzione software semplifica la gestione digitale dei dati delle immagini dermatoscopiche.

*Verifica sul nostro sito web in quali paesi è attualmente disponibile il DERManager.

